

한국어

中文

업소독:
소독 온도: 90±2°C,
입수 시간 5분

검사
세정 또는 세정/소독 후 모든 기구에 부식, 손상된 면, 불순물이 없는지 검사하십시오.
손상된 기구는 더 이상 사용하지 마십시오.
육안으로 봤을 때 깨끗하지 않은 기구는 위에 설명된 지침에 따라 다시 세정 및 소독해야 합니다.

유지관리
기구에 오일을 바르지 마십시오.

멸균 포장
세정 및 소독을 마친 기구를 해당 멸균 트레이[TAB.1: B]에 넣고, 트레이를 면모로 감싼 다음 아래 요구사항에 부합하는 단단한 멸균 용기[TAB.1: C, D]에 넣어 멸균 포장하십시오.

- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607, FDA 승인 중기 멸균(온도 저항 최소 141°C, 충분한 중기 투과성)에 적합한 기구와 멸균 포장을 기계적 손상으로부터 충분히 보호
- 멸균 용기 제조업체의 지침에 따른 정기적인 유지관리

멸균
아래 나열된 멸균 방법만 사용하십시오.
다른 멸균 절차는 사용하지 마십시오.

다음과 같은 검증된 파라미터에 따라 중기 멸균으로 장치를 멸균할 수 있습니다.

방법	노출 온도	노출 시간	건조 시간
진공 분류법 (동적 공기 제거)	132°C	3분	30분

- EN 13060 및 EN 285에 따른 중기 멸균기
- EN ISO 17665(이전의 EN 554/ANSI AAMI ISO 11134), 유효한 IQ/OQ(커미셔널) 및 재제품 성능 직격성 평가[PQ])에 따른 검증
- 132°C의 온도 및 다음 노출 시간에서 진공 분류법의 미생물 효율성과 중력 절차의 유효성을 검사했습니다.
3분(진공 분류법) 및 40분(중력 범위)
그러나 일부 국가의 규정은 더 높은 온도에서의 멸균과 더 긴 노출 시간을 요구할 수도 있습니다.
이 경우 138°C의 멸균 온도와 EN ISO 17665(이전의 EN 554/ANSI AAMI ISO 11134)에 따른 허용 오차를 초과하지 않도록 하십시오.

독립 테스트 실험실에서 진공 분류법과 중력 절차를 사용하여 효과적인 중기 멸균에 대한 기구의 기본적인 적합성을 입증했습니다(테스트 보고서 111739-10).
지정된 절차뿐 아니라 병원 및 외원의 일반적인 사용 조건도 고려되었습니다.

=> 높은 멸균 온도와 긴 멸균 시간은 기구의 수명을 단축시킵니다.
멸균 후에는 기구를 건조시키십시오.
금속 멸균 절차는 사용해서는 안 됩니다.
건열 멸균, 방사선 멸균, 포름알데히드 및 에틸렌 옥사이드 멸균 또는 플라즈마 멸균을 사용하지 마십시오.
△ 프리온(CJD)에 오염되었을 수 있는 기구를 파손합니다.
- 재사용하지 마십시오!

보관/운반:
멸균 후 기구를 멸균 용기에 담아 건조하고 먼지가 없는 장소에 보관하십시오.
직사 광선에 노출시키지 마십시오.

소재 저항성
아래 나열된 물질이 세정제 또는 소독제 성분에 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 유기산, 무기산, 산화산(최소 허용량 pH 값 5.5)
- 강한 가성소다(최대 허용량 pH 값 12)
- 유기 용제(예: 아세톤, 에테르, 알코올, 벤젠)
- 산화제(예: 과산화물)
- 할로겐(염소, 오오드, 브롬)
- 방향족 할로겐화 탄화수소

금속 브러시, 쇠수세미, 스크래치 패드 또는 기타 연마성 세정법을 사용해 기구, 멸균 트레이 및/또는 멸균 용기를 세정하지 마십시오.

기구, 멸균 트레이 및 멸균 용기를 141°C 이상의 온도에 노출시키지 마십시오!

반쯤 시 세정 및 소독한 기구를 멸균 포장에 넣어야만 반쯤이 허용됩니다.

△ Sutter Medizintechnik는 구매 후 해당 제품의 변경 또는 이러한 지침과의 차이 부분에 대해 책임을 지지 않습니다.

변경될 수 있습니다.

수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).

진공 분류법을 사용할 수 있는 경우 기본적으로 효과/효율이 낮은 중력 절차를 사용하지 마십시오.

한국어

中文

中文

产品/用户/处置:
电外科手术器械只能由经过培训的医务人员使用和处理!
这些说明不能代替所用的电外科手术器械和其他器械的说明。

非无菌。△ 在第一次及后续使用之前需要清洗、消毒和杀菌。

设计用途:
Sutter SuperGliss、SuperGliss ELP、钛系列、Classic、Classic Micro、Selectal 和 NovaCC 系列双极钳设计用于使所选组织发生电凝。需要使用合适的双极电缆将其连接到电外科发电机的双极输出。

Sutter 双极电吸钳用于手术（常规）中需要电凝组织和抽吸液体的情况。

Sutter 双极冲洗钳用于电外科手术中电凝和冲洗相关组织的情况。

产品使用寿命:
产品使用寿命取决于具体的使用和处理情况。“使用前须知”部分提供了一些特定指标，用于判断产品是否达到使用寿命极限。

用前须知:
△ 检查绝缘完整性以及钳子的清洁度和完整性。我们建议使用合适的测试设备测试绝缘性。
△ 只能使用安全且经过消毒的产品
△ 切勿使用损坏的产品。
不粘器械末端出现一定程度的变色是正常现象，对人体无害。
如果电气绝缘部分受到任何明显损坏，可以看到腐蚀，以及/或者产品出现任何划痕、凹痕、碎裂或裂纹，均不得继续使用该产品。
-> 正确处置损坏的产品。
△ 在将钳子和电缆连接到电外科手术器械之前，确保该器械的电源已关闭或处于待机模式。 忽视这些说明可能会导致烧伤和电击。
△ 这些说明不能代替所用的电外科手术器械和其他器械的说明。 务必遵循电外科手术器械制造商提供的说明，确保阅读所有警告和注意事项。

使用期间:
必须使用尽可能低的功率设置来实现所需的手术效果。
△ 最大电压: 1000 Vpp。
频繁清洁末端部分，除去血液和碎屑。
△ 钳子末端会导致受伤。
△ 钳子末端在使用后会很烫，会导致灼伤。
△ 切勿将钳子放在患者身上或附近。
△ 放置电缆时要确保避免与患者和其他导体接触。
△ 将暂时不用的钳子存放在远离患者的地方。
切勿使用易燃或易爆物质。

电外科手术电缆
Sutter 双极钳旨在与由 Sutter Medizintechnik GmbH 生产的用于美国的 2 针插头或用于欧洲的平插插头的 Sutter 双极硅胶电缆一起使用。

器械再处理（清洗、消毒和杀菌）

基本说明:
在首次使用非无菌器械（在取下包装之后清洗和消毒，以及清洗用钢丝/刷 [TAB.1:A]; 在包装后杀菌）之前以及每次使用之前，需对所有器械进行清洗、消毒和杀菌。有效的清洗与消毒是对器械进行有效杀菌必不可少的要求。

您负责保证器械无菌。
确保只使用针对特定产品的且经过充分验证的清洗、消毒和杀菌规程。
确保定期维护和检查使用的设备（消毒器、杀菌器），并且每个周期都使用经过验证的参数。
在临床操作期间，切勿将污染的器械放回器械盘中。 确保单独存放这些器械，以避免污染未使用的器械。
使用后根据下文经过验证的规程对受污染的器械进行清洗/消毒，然后将干净的器械放回器械盘，并对整个器械盘进行杀菌操作。
遵守全国适用的准则和法律条款，以及医生办公室或医院的卫生说明（尤其是有关肮病毒的灭活）。

常规信息:
钳子必须经过彻底清洗、消毒和杀菌。
如有可能，使用自动化流程清洗和消毒器械。 只有在无法使用自动化流程或作为补充手段时才使用手动流程（超声波浴）。需考虑手动流程中大幅降低的效率和重复性。

无论是哪种情况，都必须执行预处理步骤。

将电缆从钳子上断开。
遵守全国适用的规章和准则。

预处理。
防止在使用点处烘干钳子，以便执行后续的清洗过程。
使用后直接从器械上去除粗杂质（最长 2 小时）。

只能使用自来水或消毒液。 消毒剂必须无

中文

中文

醛（防止血液杂质固着），具有从本质上得到认可的效率（如 VAH/DGHM 或 FDA 批准或 CE 标志），适合对器械消毒，且兼容器械（参见“材料抗性”一章）。
如果手动清除杂质，只能使用软刷或干净的软棉纸 – 切勿使用金属刷、钢丝绒、刮擦垫或其他任何磨蚀性清洗方法。
警告: 确保从器械上清除了杂质。 清洗不充分会导致蛋白质残留，消毒期间蛋白质会凝固在器械上，因而有可能影响消毒过程。

如果可行: 使用直接连接到现有路厄旋转锁接头上的单用注射器（最小容量 50 ml）冲洗所有器械内腔 5 次。 在预清洗期间多次摇动活动零件。 确保开口没有阻塞。 必要时使用清洗用钢丝/刷 [表 1: A]。

不要将钳子浸泡在温度超过 40°C (104 °F) 的热水中，以及酒精、消毒剂或防腐剂中，以避免使黏液、血液或其他体液凝固，以及避免残留物附着。

预处理期间使用的消毒剂对于确保医院工作人员的安全很重要，但是决不能作为清洗后消毒流程的替代物。

△ 切勿放入双氧水 (H₂O₂)!
切勿将钳子的两臂分开。 （FIG.1）

自动清洗/热力消毒（消毒器/WD [清洗消毒器]）

在选择消毒器时需遵守以下几点要求:
- 消毒器功效得到认可（例如，符合 EN ISO 15883 的 CE 标记、DGHM 或 FDA 批准）器械程序的适用性以及足够的冲洗步骤
- 只能使用无菌或低污染（最多 10 个细菌/毫升，最多 0.25 个内毒素单位/毫升）的水（如纯水/高纯水）进行后续冲洗
- 烘干时只能使用经过过滤的空气
- 定期维护和检查/校准消毒器

在选择清洁剂时需遵守以下几点要求:
- 清洗由钢或塑料材料制造的器械是否合适
- 必须使用功效得到认可（例如 VAH/DGHM 、FDA 批准或 CE 标记）且能与清洁剂配合使用的消毒剂
- 洗涤剂是否与器械兼容（参见“材料抗性”一章）

遵守洗涤剂制造商对浓度、浸泡时间和冲洗规格等方面的说明。

规程:
1. 将器械转移到消毒器中。 确保器械之间不接触。
如果可行: 使用现有的路厄旋转锁接头将器械的所有内腔都连接到消毒器的冲洗口。 确保开口没有阻塞。 必要时使用清洗用钢丝/刷 [TAB.1:A]。
2. 启动程序。 请参见以下经过验证的清洗/消毒周期参数。
3. 在程序结束后，将器械从消毒器上断开并移走。
4. 从消毒器上移走器械之后立即进行检查和包装（在干净的地方进行后续烘干操作之后，如需要，可参见“检查”、“维护”和“包装”等章节）。

这些器械是否适合根据上述步骤进行有效的自动清洗和消毒，已经由经过认可的独立测试实验室（测试报告 111738-10）使用 Miele 消毒器 G7836 CD 和清洁剂 deconex ALKA ONE-x、Borer Chemie、Zuchwill 进行了验证。
冲洗前:
冲洗温度: 10±2°C (50±3.6°F),
浸泡时间: 1 分钟
清洗:
清洗温度: 70±2°C (158±3.6°F),
浸泡时间: 5 分钟,
清洁剂: deconex ALKA One-x,
浓度 0.5% (5ml/l)
冲洗后:
冲洗温度: 10±2°C (50±3.6°F),
浸泡时间: 1 分钟
热力消毒:
消毒温度: 90±2°C (194±3.6°F),
浸泡时间 5 分钟

检测
清洗或清洗/消毒之后检查所有器械是否出现腐蚀、损坏的表面。 切勿继续使用损坏的器械。 看起来不干净的器械必须根据上述说明再次进行清洗和消毒。

维护
切勿使用器械用油。

杀菌包装
包装经过清洗和消毒的器械以进行杀菌的做法为: 将器械放置在相应的杀菌盘中 [TAB.1:B], 将杀菌盘包裹在约棉中, 然后将被药棉包裹的杀菌盘放置在满足以下要求的坚固的杀菌容器中 [TAB.1:C, D]:
- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607, FDA 批准
- 适合进行蒸汽杀菌（承受最低 141°C [286°F] 的高温，充分的蒸汽渗透）
- 充分保护器械以及杀菌包装，以防受到机械损伤
- 根据杀菌容器制造商的说明定期进行维护

杀菌
只能使用下列杀菌方法。 切勿使用其他杀菌流程。

中文

中文

根据以下经过验证的参数使用蒸汽杀菌法对设备杀菌:

方法	暴露温度	暴露时间	干燥时间
分级真空动态清除空气)	132°C	3 分钟	30 分钟

- 蒸汽灭菌器符合 EN 13060 和 EN 285
- 根据 EN ISO 17665 (之前为 EN 554/ANSI AAMI ISO 11134)、有效的 IQ/OQ (试运行) 和产品特定的性能资质 [PQ]) 进行验证
- 分级真空流程和重力流程的微生物效率已经在 132°C 的温度下 (270°F，暴露时间为 3 分钟 (分级真空)) 以及 40 分钟 (重力位移) 的时间内经过了验证。但是，某些国家/地区的法规要求在更高的温度及更长的暴露时间下杀菌。 在这种情况下，应确保杀菌温度不要超过 138°C (280°F, 加上符合 EN ISO 17665 [之前为 EN 554/ANSI AAMI ISO 11134] 的公差)

这些器械是否适合使用分级真空流程和重力流程进行有效的蒸汽杀菌，已经由经过认可的独立测试实验室进行了验证（测试报告 111739-10）。 已考虑在医院中与医生实践下的典型使用情况以及指定的流程。

=> 高温以及长时间的杀菌会缩短器械的使用寿命。
确保器械在杀菌之后保持干燥。
切勿使用急骤灭菌法。
切勿使用干热灭菌法、辐射灭菌法、甲醛和环氧乙烷灭菌法或等离子灭菌法。
△ 销毁可能受到肮病毒 (CJD) 污染的器械。
- 切勿再次使用！

存放/运输:
在杀菌后，将器械存放在杀菌容器中并置于干燥无尘的地方。 切勿阳光直射。

材料抗性
确保下列物质不属于清洁剂或消毒剂的成份:
- 有机酸、矿物质酸和氧化酸（允许的最小 pH 值为 5.5）
- 强碱（允许的最大 pH 值为 12）
- 有机溶剂（如丙酮、乙醚、酒精、轻质汽油）
- 氧化剂（如过氧化物）
- 卤素（氯、碘、溴）
- 芳香烃、卤代烃

切勿使用金属刷、钢丝绒、刮擦垫或其他任何磨蚀性清洗方法来清洗器械、杀菌盘和/或杀菌容器。

切勿将器械、杀菌盘和杀菌容器暴露在温度高于 141°C (286°F) 的环境中！

只能返回经过清洗和消毒的无菌包装器械。

△ 如购买后产品发生变化，或与这些说明有出入，Sutter Medizintechnik 将不承担任何责任。

如有更改，恕不另行通知。

수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).

진공 분류법을 사용할 수 있는 경우 기본적으로 효과/효율이 낮은 중력 절차를 사용하지 마십시오.

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

中文

^[1] 수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).

^[2] 진공 분류법을 사용할 수 있는 경우 기본적으로 효과/효율이 낮은 중력 절차를 사용하지 마십시오.

^[3] 수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).

^[4] 진공 분류법을 사용할 수 있는 경우 기본적으로 효과/효율이 낮은 중력 절차를 사용하지 마십시오.

^[5] 수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).

^[6] 진공 분류법을 사용할 수 있는 경우 기본적으로 효과/효율이 낮은 중력 절차를 사용하지 마십시오.

^[7] 수동 세정 및 소독 절차를 적용할 경우 사용자의 책임 하에 제품 및 제품 관련 검증을 수행해야 합니다(기구 및 절차의 기본적인 적합성/호환성 검증 목적).