

Luu trù / **Vận chuyên**:
Luu trù ở điều kiện khô thoáng. Bảo vệ để tránh ánh mặt trời trực tiếp. Đựng trong thùng chùi / bao bì và vận chuyển.

Chỉ giữ trữ lại sản phẩm được tinh lọc và khử trùng trong bao bì tiệt trùng.

Lưu ý đặc biệt:

Các sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của vùng sống tại nơi người dùng và / hoặc bệnh nhân được thành lập.

Việc sửa chữa các sản phẩm chỉ có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc cơ quan được nhà sản xuất ủy quyền rõ ràng. Mặt khác, bảo hành hết hạn và, nếu cần thì sẽ, yêu cầu bộ thường trách nhiệm đối với nhà sản xuất.

Bất kỳ sự thay đổi về sản phẩm hoặc sai lệch từ hướng dẫn sử dụng sẽ thuộc trách nhiệm của Sutter Medizintechnik GmbH.

Có thể thay đổi. Phiên bản mới nhất có sẵn tại www.sutter-med.de.

<p>STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.</p>								
<p>ไทย</p>								
<p>ผลิตภัณฑ์ / ผู้ใช้งาน / การกำจัด:</p> <p>อุปกรณ์เสริมสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้าต้องถูกใช้งานและกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น <p>ข้อความนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าที่นำไปใช้และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้</p> <p>△ ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานครั้งแรกและทุกครั้ง</p> <p>การใช้งานที่เหมาะสม:</p> <p>Sutter SuperGliss®, SuperGliss®ELP, SuperGliss®TEO, SuperGliss®zhora, Classic, Classic Micro และ Selectal™ คุ้มครองชั่วคราวสำหรับการแข็งตัวของเนื้อเยื่อที่คัดเลือด <p>คุ้มครองชั่วคราวของ Sutter สำหรับการใช้งานในศัลยกรรมไฟฟ้าเพื่อรวมตะกอนของเนื้อเยื่อและการดูดของเหลว <p>คุ้มครองชั่วคราวของ Sutter สำหรับการใช้งานในศัลยกรรมไฟฟ้าเพื่อรวมตะกอนของเนื้อเยื่อและการไหลของเหลว <p>เนื้อเยื่อที่คัดเลือด</p> <p>อายุการใช้งาน:</p> <p>หากต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม จะต้องดำเนินการด้วยการทำงานซ้ำอย่างน้อย 20 รอบ</p> <p>ก่อนการใช้งาน:</p> <p>△ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสะอาด การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และการแยกเชื้อที่ດีก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง</p> <p>เราขอแนะนำให้ตรวจสอบการแยกเชื้อที่ติดด้วยเครื่องทดสอบที่เหมาะสม</p> <p>△ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น!</p> <p>สีบางส่วนของสายเคเบิลมีที่เคลือบสารป้องกันไม่ให้เกิดกาขุ่นเป็นร่องปกติและไม่ใช่ในอันตรายน <p>เชือกคอตัมและสายโซ่เข้ากับอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บายเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้เกิดการสึกไหม้และไฟฟ้าช็อตได้!</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า เราขอแนะนำ DIN EN 60601-2-2 เอกสารประกอบที่ 1</p> <p>สายไฟสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้า:</p> <p>คัมหมัดสองขั้วของ Sutter มีไว้สำหรับการใช้งานกับสายไฟซิลิกอนแบบสองขั้วที่มีปลั๊กแบบสหรัฐอเมริกา หรือการเชื่อมต่อแวนรบบแบบสหภาพยุโรป ซึ่งผลิตโดย Sutter Medizintechnik GmbH</p> <p>ระหว่างการใช้งาน:</p> <p>△ ทำการปรับกำลังค่าสูงสุดเสมอเพื่อผลศัลยกรรมตามที่ต้องการ <p>△ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต 500 โวลต์ <p>△ เช็ดคราบเลือดและเนื้อเยื่อออกจากปลายแหลมเป็นประจำ <p>△ ปลายแหลมของคัมหมัดทำให้เกิดการบาดเจ็บได้! <p>△ ปลายแหลมของคัมหมัดจะรบกวนหลังจากการใช้งานจนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้! <p>△ ห้ามวางเครื่องมือไว้บนผู้ป่วยหรือในบริเวณใกล้เคียง! วางสายเคเบิลไว้ห่างจากผู้ป่วยและเก็บเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้งานแยกไว้ต่างหาก <p>△ ห้ามใช้ในบริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟหรือระเบิดได้!</p> <p>การดำเนินการซ้ำ:</p> <p>หมายเหตุทั่วไป:</p> <p>ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของประเท!</p> <p>ถอดเครื่องมือออกจากสายไฟ!</p> <p>การดำเนินการซ้ำทั้งหมดประกอบด้วยการทำความสะอาดขั้นต้น การทำความสะอาด / การกำจัดเชื้อ และการฆ่าเชื้อ</p> <p>△ เพื่อประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงจะต้องมีการทำความสะอาด / การทำลาย/การกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติเสมอ <p>△ เตรียมคัมทำความสะอาดและคัมดูดด้วยเครื่องจักรเสมอ <p>△ ห้ามวางไว้ในบริเวณที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) <p>△ ห้ามแยกชิ้นส่วนของคัม! (FIG1)</p> <p>ก่อนทำความสะอาด:</p> <ul style="list-style-type: none">ห้ามปล่อยให้เศษเลือดและเนื้อเยื่อแห้ง แต่ล้างให้ทั่วด้วยน้ำสะอาดหลังจากเวลาผ่านไปสูงสุด 1 ชม.! หากจำเป็น ให้ใช้แปรงขนนุ่ม (ไม่ใช่แปรงสวดหรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน) เมื่อใช้คัมทำความสะอาดและคัมดูดก่อนระบายออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดว่างอยู่ หากจำเป็น ให้ใช้ลวดทำความสะอาด / แปรง (TAB1:A) ล้างช่องว่างของเครื่องมือทุกครั้งด้วยน้ำเย็นภายใต้แรงดันน้ำ (ปริมาณขึ้นตัว 50 มล.) และตัวเชื่อมต่อ Luer-Lock ที่มีอยู่โดยตรง เคลื่อนชิ้นส่วนแบบทพพาไปมาอีกครั้งระหว่างทำความสะอาด <p>การทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อด้วยตนเอง:</p> <table> <tbody><tr> <th>ขั้นตอนการทำความสะอาด</th> <th>คำอธิบาย</th></tr> <tr> <td>การทำความสะอาดขั้นต้น</td> <td>ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p></td></tr> <tr> <td>การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ</td> <td>อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)</td></tr> <tr> <td>หลังจากทำความสะอาด</td> <td>หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที</td></tr> </tbody></table> <p><i>หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อด้วยตนเองได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยอิสระ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Bomix® plus (Bode Chemie) ที่มีความเข้มข้น 2 % หมายเหตุรายงานการทดสอบ 07015-2 เมื่อวันที่ 24.11.2015</i></p> <p>ทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติ:</p> <p>เมื่อเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ (RDG) ให้ตรวจสอบว่า RDG มีประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรอง (เช่น การอนุมัติโดย DGHM หรือ FDA หรือเครื่องหมาย CE ตามมาตรฐาน EN ISO 15883)</p> <ul style="list-style-type: none">สอดเครื่องมือลงใน RDG แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ถูกสัมผัสหรือเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้ว ถอดบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ (TAB1:B) จะช่วยให้การกำจัดเก็บมีความปลอดภัย <p>เพื่อผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดีขึ้น สามารถเชื่อมต่อช่องว่างของคัมระบายและคัมดูดโดยใช้อพอร์ท Luer-Lock ที่มีอยู่กับพอร์ระบายของ RDG ได้</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>	ขั้นตอนการทำความสะอาด	คำอธิบาย	การทำความสะอาดขั้นต้น	ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p>	การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ	อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)	หลังจากทำความสะอาด	หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที
ขั้นตอนการทำความสะอาด	คำอธิบาย							
การทำความสะอาดขั้นต้น	ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p>							
การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ	อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)							
หลังจากทำความสะอาด	หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที							
ขั้นตอนของโปรแกรม	พารามิเตอร์							
การล้างขั้นต้น	10±2 °C, 1 นาที							
ทำความสะอาดด้วย deconex® 28 ALKA One-x 0.5 % (5 มล./ลิตร)	70±2 °C, 5 นาที							
ล้างด้วยน้ำ	10±2 °C, 1 นาที							
การกำจัดเชื้อด้วยความร้อน	90±2 °C, 5 นาที							

 หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยใช้เครื่องกำจัดเชื้อ Miele G7836 CD (การกำจัดเชื้อด้วยความร้อน, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) และน้ำยาทำความสะอาด deconex® 28 ALKA ONE-x ที่มีความเข้มข้น 0.5 % (Borer Chemie AG, เมืองซุทลึค, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์), รายงานการทดสอบหมายเลข 111738-10 เมื่อวันที่ 11.05.2011

• โปรดทราบ: ข้อมูลในข้างต้นเป็นการประมวลผลขั้นต้นที่ใช้ได้สำหรับการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อในขั้นตอนของโปรแกรมที่ระบุไว้ พารามิเตอร์การทำงานอื่น (เวลาทำความสะอาดที่นานขึ้นและอุณหภูมิทำความสะอาดที่ถึง 95 °C) จะไม่ใช่ในอันตรายนต่อเครื่องมือและได้รับอนุญาตตามแนวคิด แนวคิด A₀ (ขนาด A₀ > 3000) เมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดเครื่องอื่น ให้ใช้เฉพาะเครื่องทำความสะอาดที่มีคุณลักษณะเหมือนกันเครื่องทำความสะอาด deconex® 28 ALKA-ONE-x (Borer Chemie) เช่น สอดคล้องกับค่า pH และเข้ากันได้กับพลาสติกหามือซิลิโคน โปรดติดต่อซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัย

การตรวจสอบ:

ทำการตรวจสอบด้วยตาเพื่อเช็คदनก้นความร้อน ความสะอาด และความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อนทำการฆ่าเชื้อ

การบำรุงรักษา:

ไม่มี

การบรรจุภัณฑ์:

บรรจุเครื่องมือที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วด้วยการบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อครั้งเดียว (การบรรจุภัณฑ์ครั้งเดียวหรือสองครั้ง) หรือนำเครื่องมือหรือภาชนะที่มีเครื่องมือที่ทำความสะอาดและผ่านการกำจัดเชื้อไว้ในผ้าฝ้ายและวางรวมกันกับที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งไม่เป็นตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
- เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ความดันทานอุณหภูมิขั้นต่ำสุดถึง 141 °C ด้วยอัตราการซึมผ่านของไอน้ำที่เพียงพอ)
- การป้องกันที่เพียงพอสำหรับเครื่องมือหรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการฆ่ารูดเชิงกล

การฆ่าเชื้อ:

ทำการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วเท่านั้น

- การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ, เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 13060 และ EN 285 และ EN ISO 17665

ขั้นตอนของโปรแกรม	พารามิเตอร์
กระบวนการ	สูญญากาศย่อย (การระบายแบบไดนามิก)
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ	132 °C (สูงสุด 138 °C หนักกับความทนทานตามมาตรฐาน EN ISO 17665)
เวลาในการฆ่าเชื้อ (เวลาคงค้างที่อุณหภูมิฆ่าเชื้อ)	ต่ำสุด 3 นาที
เวลาในการทำไให้แห้ง	30 นาที

หลักฐานของความเห็นเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยอิสระ. รายงานการทดสอบ 111739-10 เมื่อวันที่ 07.06.2011สภาพโดยทั่วไปในผลิตภัณฑ์สำนักงานแพทย์ และกระบวนการที่ระบุไว้จะถูกนำมาพิจารณา ณ ที่นี้

△ ห้ามฆ่าเชื้อในอากาศร้อน!

△ ห้ามฆ่าเชื้อใน STERRAD®!

△ ท้ายเครื่องมือที่อาจสัมผัสด้วยพรีออน (CJD – อันตรายจากปรนเป็อน) และห้ามนำกลับมาใช้อีก

การเก็บ / การขนส่ง:

เก็บไว้ในที่แห้ง ปกป้องให้ห่างจากแสงแดด เก็บและขนส่งไว้ในคอนเทนเนอร์ / การบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับกาส่งคืน โปรดส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้น

หมายเหตุพิเศษ:

ต้องรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ฯ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานอยู่

เฉพาะผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ผลิตอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ได้ มิฉะนั้นการปรับแก้และคำร้องให้รับผิดชอบ ต่อผู้ผลิตจะเป็นโทษ

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบ Sutter Medizintechnik GmbH

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันล่าสุดมีอยู่ที่ www.sutter-med.de

<p>STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.</p>
<p>Melayu</p>
<p>Produk / Pengguna / Pelupusan:</p> <p>Kelengkapan pembedahan elektro hanya dibenarkan untuk kegunaan dan pelupusan oleh pegawai perubatan yang terlatih! Pernyataan ini tidak menggantikan pembacaan arahan penggunaan bagi pembedahan elektro dan kelengkapan yang lain.</p> <p>△ Tidak steril. Cuci dan steril sebelum penggunaan kali pertama dan penggunaan seterusnya.</p> <p>Tujuan penggunaan:</p> <p>Forsep Bipolar Sutter SuperGliss®, SuperGliss®ELP, SuperGliss®TEO, SuperGliss®zhora, Classic, Classic Micro dan Selectal™ digunakan untuk melaksanakan koagulasi pada tisu yang terpilih. Forsep Sedutan Bipolar Sutter digunakan untuk pembedahan elektro bagi koagulasi daripada tisu dan isi padu pesyedut.</p> <p>Forsep Pengairan Bipolar Sutter digunakan untuk pembedahan elektro bagi koagulasi dan hidrasi pada tisu yang terpilih.</p> <p>Jangka hayat operasi:</p> <p>Apabila digunakan dengan betul, ia seharusnya boleh digunakan semula sekurang-kurangnya sebanyak 20 pusingan.</p> <p>Sebelum penggunaan:</p> <p>△ Periksa produk dari segi kebersihan, keutuhan penebat dan fungsi mekanikal setiap kali sebelum penggunaan.</p> <p>Kami mengesyorkan pemeriksaan penebat dijalankan menggunakan set ujian yang sesuai. <p>△ Hanya gunakan produk yang sempurna dan disteril! <p>Kelunturan warna pada hujung alatan yang tidak melekat adalah satu perkara biasa dan tidak berbahaya.</p> <p>Hanya sambungkan forsep dan kabel kepada unit pembedahan elektro yang telah dimatikan atau yang berada dalam mod sedia.</p> <p>Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kebakaran atau renjatan elektrik! <p>Sila rujuk DIN EN 60601-2-2 Tambahan 1 untuk maklumat lanjut berkaitan dengan keselamatan elektrik.</p> <p>Kabel pembedahan elektro:</p> <p>Forsep Bipolar Sutter hanya sesuai digunakan dengan kabel silikon bipolar dan penyambung berpין dari Amerika Syarikat atau penyambung rata dari Eropah yang dikilangkan Sutter Medizintechnik GmbH.</p> <p>Semasa penggunaan:</p> <p>△ Sentiasa menggunakan kuasa tetapan yang paling rendah bagi mencapai hasil pembedahan yang dikehendaki. <p>△ Voltan maksimum yang dibenarkan adalah 500 Vp <p>△ Lap sisa tisu dan darah daripada bahagian hujung alatan secara kerap. <p>△ Hujung forsep boleh mengakibatkan kecederaan! <p>△ Hujung forsep boleh menjadi panas selepas digunakan dan mengakibatkan kebakaran! <p>△ Jangan sesekali meletakkan alatan di atas pesakit atau di kawasan sekitar! Pindahkan penebat kabel daripada pesakit dan simpan penebat alatan yang tidak digunakan. <p>△ Jangan gunakan bahan yang mudah terbakar atau mudah meleput!</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>

Maklumat am:

Sila ambil perhatian tentang garis panduan asas dan garis panduan kebangsaan!

Asingkan alatan daripada kabel!

Keseluruhan proses ini meliputi pra-pencucian, pensterilan dan pencucian / pembasmian kuman.

△ Mesin pencuci / pembasmi kuman akan sentiasa diutamakan kerana keberkesannya dan keupayaan untuk diguna semula.

△ Sentiasa bersihkan dan guna semula forsep pengairan!

△ Jangan masukkan hidrogen peroksida (H₂O₂)!

△ Jangan bengkokkan forsep! (**FIG1**)

Sebelum pencucian:

- Jangan biarkan sisa darah dan sisa tisu menjadi kering. Bilas dengan air sejuk dalam tempoh maksimum 1 jam! Gunakan berus lembut jika perlu (bukan berus dawai atau seumpamanya).
- Sebelum mencuci, pastikan bukaan tidak tersekat. Gunakan dawai / berus pencuci jika perlu (lihat **TAB1:A**). Cuci lubang alatan menggunakan picagari Luer-Lock pakai buang sebanyak lima kali (dengan isi padu minimum 50 ml).
- Bersihkan bahagian curai sebanyak beberapa kali.

Langkah-langkah pencucian	Penerangan
Pencucian	Bilas di bawah air sejuk selama 5 minit sambil menggerak-gerakkan bahagian curai tersebut. Gosok dengan berus lembut (contohnya, MED100.33 Mediasafe GmbH) sehingga tiada sisa kelihatan.
Pembasmian kuman ultrasonik	Rendam ultrasonik 35 kHz pada suhu bilik selama 10 minit dengan menggunakan larutan pencuci atau pembasmi kuman Bomix® plus 2 % (Bode Chemie).
Selepas pencucian	Bilas di kawasan yang sukar selama 20 saat dengan penyembur pencuci, seterusnya bilas kesemua alatan dengan air bebas mineral selama 30 saat.

 Pengesahsahihan kesesuaian asas bagi alatan untuk pencucian dan pembasmian kuman secara manual telah disediakan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf dengan menggunakan pembasmi kuman Bomix® plus (Bode Chemie) berkepekatan 2 % seperti yang dilaporkan dalam Laporan Ujian No. 07015-2 berkuatkuasa dari 24.11.2015.

Pencucian dan pembasmian kuman secara mekanikal:

Ketika memilih alatan pencuci dan pembasmi kuman (RDG) pastikan bahawa alatan tersebut telah dibuktikan berkesan (contohnya, mempunyai lesen DGHM atau disahkan selamat oleh FDA, CE dan EN ISO 15883).

- Masukkan alatan ke dalam RDG. Berhati-hati agar alatan tidak bersentuhan antara satu sama lain dan diletak dengan selamat.
- Gunakan (**TAB1:B**) memastikan penyimpanan yang selamat.
- Untuk hasil pencucian yang lebih baik, bahagian lubang pengairan dan forsep sedutan boleh disambungkan menggunakan penyambung Luer-Lock sedia ada pada RDG.

Langkah-langkah program	Parameter
Cucian awal	10±2 °C, 1 minit
Cucian dengan 0.5 % (5 ml/Liter) deconex® 28 ALKA One-x	70±2 °C, 5 minit
Bilasan akhir	10±2 °C, 1 minit
Pembasmian kuman secara termal	90±2 °C, 5 minit

 Pengesahsahihan kesesuaian asas bagi alatan untuk pencucian dan pembasmian kuman secara automatik yang efektif telah dijalankan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf dengan menggunakan pembasmi kuman Miele G7836 CD (pembasmian kuman secara termal, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) dan bahan pencuci deconex® 28 ALKA One-x berkepekatan 0.5 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Switzerland) seperti yang dilaporkan dalam Laporan Ujian No. 111738-10 berkuatkuasa dari 11.05.2011.

• Sila ambil perhatian: Langkah-langkah program di atas telah disahkan mengikut tempoh minimum yang diperlukan bagi pencucian yang berkesan. Proses parameter yang berbeza (tempoh pencucian yang lebih panjang dan suhu pencucian yang lebih tinggi sehingga 95 °C) tidak merosakkan alatan dan dibenarkan di bawah konsep A₀, nilai A₀ > 3000. Hanya gunakan bahan pencuci lain yang setanding dengan pencuci deconex® 28 ALKA One-x (Borer Chemie), sebagai contoh, dari segi nilai pH serta keserasiannya dengan plastik. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi pembekal yang bertanggungjawab atau pegawai kebersihan anda.

Kawalan:

Lakukan pemeriksaan visual dan pastikan penebat dan alatan berada dalam keadaan bersih serta berfungsi dengan baik sebelum melakukan pensterilan.

Penyelenggaraan:

Tiada

Pembungkusan:

Alatan yang telah dicuci dan dibasmi kuman perlu diletakkan ke dalam bungkusan pakai buang yang disterilkan pek tunggal atau pek berganda atau alatan atau dulang dengan alatan yang dicuci dan dibasmi kuman dibungkus dengan kain kapas dan disimpan bersama-sama di dalam bekas yang disteril serta memenuhi syarat-syarat berikut:

- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
- Sesuai untuk pensterilan wap (ketahanan suhu min. 141 °C dengan kadar kebolehtelapan yang cukup)
- Peningkatan mencukupi bagi alatan dan bungkusan yang disteril untuk mengelak daripada kerosakan mekanikal.

Pensterilan:

Sterilkan produk yang telah dicuci dan bebas kuman sahaja.

- Pensterilan wap disahkan melalui Pensteril Wap EN 13060 atau EN 285 yang disahkan selamat ISO 17665.

Langkah-langkah program	Parameter
Tatacara	Vakum terpecah (pengosongan dinamik)
Suhu pensterilan	132 °C (maksimum. 138 °C + tolerans EN ISO 17665)
Masa pensterilan (tempoh dalam suhu pensterilan)	minimum 3 minit
Masa pengeringan	30 minit

Pengesahsahihan kesesuaian asas bagi alatan untuk pensterilan wap telah disediakan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf mengikut Laporan Ujian No. 111739-10 berkuatkuasa dari 07.06.2011. Semasa ujian berlangsung, keadaan tipikal hospital dan amalan perubatan serta langkah-langkah yang dijelaskan di atas turut diambil kira.

△ Jangan mensteril dalam udara panas!

△ Jangan mensteril dalam STERRAD®!

△ Lupuskan dan jangan gunakan semula alat yang mungkin bersentuhan dengan prion (CJD - risiko pencemaran).

Simpanan / Pemindahan:

Letak di tempat yang kering. Elakkan daripada sinaran matahari. Simpan di dalam bekas / bungkusan yang selamat sebelum dipindahkan. Sekiranya berlaku pemulangan, hanya pulangkan kembali produk yang telah dicuci dan dibasmi kuman dalam bungkusan yang disteril.

Arahan khusus:

Kemalangan serius yang berlaku berkaitan dengan produk perlu dimaklumkan kepada pengilang dan pihak berkuasa negara anggota yang berkaitan, tempat pengguna dan/atau pesakit berada.

Pembaikan produk hanya boleh dilakukan oleh pengilang atau oleh pihak berkuasa khas yang cekap. Jika tidak, jaminan dan juga tuntutan liabiliti lain kepada pengilang akan menjadi tidak sah, jika berkenaan.

Sutter Medizintechnik GmbH tidak akan menanggung sebarang liabiliti jika terdapat sebarang pengu-bahsuaian terhadap produk atau pelanggaran arahan penggunaan.

Tertakluk kepada perubahan. Versi terkini tersedia di www.sutter-med.de.

<p>STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.</p>								
<p>ไทย</p>								
<p>ผลิตภัณฑ์ / ผู้ใช้งาน / การกำจัด:</p> <p>อุปกรณ์เสริมสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้าต้องถูกใช้งานและกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น <p>ข้อความนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าที่นำไปใช้และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้</p> <p>△ ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานครั้งแรกและทุกครั้ง</p> <p>การใช้งานที่เหมาะสม:</p> <p>Sutter SuperGliss®, SuperGliss®ELP, SuperGliss®TEO, SuperGliss®zhora, Classic, Classic Micro และ Selectal™ คุ้มครองชั่วคราวสำหรับการแข็งตัวของเนื้อเยื่อที่คัดเลือด <p>คุ้มครองชั่วคราวของ Sutter สำหรับการใช้งานในศัลยกรรมไฟฟ้าเพื่อรวมตะกอนของเนื้อเยื่อและการดูดของเหลว <p>คุ้มครองชั่วคราวของ Sutter สำหรับการใช้งานในศัลยกรรมไฟฟ้าเพื่อรวมตะกอนของเนื้อเยื่อและการไหลของเหลว <p>เนื้อเยื่อที่คัดเลือด</p> <p>อายุการใช้งาน:</p> <p>หากต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม จะต้องดำเนินการด้วยการทำงานซ้ำอย่างน้อย 20 รอบ</p> <p>ก่อนการใช้งาน:</p> <p>△ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสะอาด การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และการแยกเชื้อที่ดีก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง</p> <p>เราขอแนะนำให้ตรวจสอบการแยกเชื้อที่ติดด้วยเครื่องทดสอบที่เหมาะสม</p> <p>△ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น!</p> <p>สีบางส่วนของสายเคเบิลมีที่เคลือบสารป้องกันไม่ให้เกิดกาขุ่นเป็นร่องปกติและไม่ใช่ในอันตรายน <p>เชือกคอตัมและสายโซ่เข้ากับอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บายเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้เกิดการสึกไหม้และไฟฟ้าช็อตได้!</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า เราขอแนะนำ DIN EN 60601-2-2 เอกสารประกอบที่ 1</p> <p>สายไฟสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้า:</p> <p>คัมหมัดสองขั้วของ Sutter มีไว้สำหรับการใช้งานกับสายไฟซิลิกอนแบบสองขั้วที่มีปลั๊กแบบสหรัฐอเมริกา หรือการเชื่อมต่อแวนรบบแบบสหภาพยุโรป ซึ่งผลิตโดย Sutter Medizintechnik GmbH</p> <p>ระหว่างการใช้งาน:</p> <p>△ ทำการปรับกำลังค่าสูงสุดเสมอเพื่อผลศัลยกรรมตามที่ต้องการ <p>△ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต 500 โวลต์ <p>△ เช็ดคราบเลือดและเนื้อเยื่อออกจากปลายแหลมเป็นประจำ <p>△ ปลายแหลมของคัมหมัดทำให้เกิดการบาดเจ็บได้! <p>△ ปลายแหลมของคัมหมัดจะรบกวนหลังจากการใช้งานจนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้! <p>△ ห้ามวางเครื่องมือไว้บนผู้ป่วยหรือในบริเวณใกล้เคียง! วางสายเคเบิลไว้ห่างจากผู้ป่วยและเก็บเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้งานแยกไว้ต่างหาก <p>△ ห้ามใช้ในบริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟหรือระเบิดได้!</p> <p>การดำเนินการซ้ำ:</p> <p>หมายเหตุทั่วไป:</p> <p>ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของประเท!</p> <p>ถอดเครื่องมือออกจากสายไฟ!</p> <p>การดำเนินการซ้ำทั้งหมดประกอบด้วยการทำความสะอาดขั้นต้น การทำความสะอาด / การกำจัดเชื้อ และการฆ่าเชื้อ</p> <p>△ เพื่อประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงจะต้องมีการทำความสะอาด / การทำลาย/การกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติเสมอ <p>△ เตรียมคัมทำความสะอาดและคัมดูดด้วยเครื่องจักรเสมอ <p>△ ห้ามวางไว้ในบริเวณที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) <p>△ ห้ามแยกชิ้นส่วนของคัม! (FIG1)</p> <p>ก่อนทำความสะอาด:</p> <ul style="list-style-type: none">ห้ามปล่อยให้เศษเลือดและเนื้อเยื่อแห้ง แต่ล้างให้ทั่วด้วยน้ำสะอาดหลังจากเวลาผ่านไปสูงสุด 1 ชม.! หากจำเป็น ให้ใช้แปรงขนนุ่ม (ไม่ใช่แปรงสวดหรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน) เมื่อใช้คัมทำความสะอาดและคัมดูดก่อนระบายออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดว่างอยู่ หากจำเป็น ให้ใช้ลวดทำความสะอาด / แปรง (TAB1:A) ล้างช่องว่างของเครื่องมือทุกครั้งด้วยน้ำเย็นภายใต้แรงดันน้ำ (ปริมาณขึ้นค่า 50 มล.) และตัวเชื่อมต่อ Luer-Lock ที่มีอยู่โดยตรง เคลื่อนชิ้นส่วนแบบพกพาไปมาอีกครั้งระหว่างทำความสะอาด <p>การทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อด้วยตนเอง:</p> <table> <tbody><tr> <th>ขั้นตอนการทำความสะอาด</th> <th>คำอธิบาย</th></tr> <tr> <td>การทำความสะอาดขั้นต้น</td> <td>ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p></td></tr> <tr> <td>การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ</td> <td>อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)</td></tr> <tr> <td>หลังจากทำความสะอาด</td> <td>หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที</td></tr> </tbody></table> <p><i>หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อด้วยตนเองได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยอิสระ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Bomix® plus (Bode Chemie) ที่มีความเข้มข้น 2 % หมายเหตุรายงานการทดสอบ 07015-2 เมื่อวันที่ 24.11.2015</i></p> <p>ทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติ:</p> <p>เมื่อเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ (RDG) ให้ตรวจสอบว่า RDG มีประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรอง (เช่น การอนุมัติโดย DGHM หรือ FDA หรือเครื่องหมาย CE ตามมาตรฐาน EN ISO 15883)</p> <ul style="list-style-type: none">สอดเครื่องมือลงใน RDG แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ถูกสัมผัสหรือเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้ว ถอดบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ (TAB1:B) จะช่วยให้การกำจัดเก็บมีความปลอดภัย <p>เพื่อผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดีขึ้น สามารถเชื่อมต่อช่องว่างของคัมระบายและคัมดูดโดยใช้อพอร์ท Luer-Lock ที่มีอยู่กับพอร์ระบายของ RDG ได้</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>	ขั้นตอนการทำความสะอาด	คำอธิบาย	การทำความสะอาดขั้นต้น	ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p>	การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ	อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)	หลังจากทำความสะอาด	หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที
ขั้นตอนการทำความสะอาด	คำอธิบาย							
การทำความสะอาดขั้นต้น	ล้างด้วยน้ำเย็น 5 นาที แล้วใช้งานชิ้นส่วนแบบพกพา <p>ทำความสะอาดเครื่องมือในด้วยแปรงขนนุ่ม (เช่น MED100.33 Medisafe GmbH) จนมองไม่เห็นเศษตกค้างเหลืออยู่</p>							
การทำอัลตราซาวด์และการกำจัดเชื้อ	อุบด้วยอัลตราซาวด์ 35 kHz ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกำจัดเชื้อ 2 %ผสมโบมิซซ์ Bomix® plus (Bode Chemie)							
หลังจากทำความสะอาด	หากจำเป็นให้ล้างบริเวณที่ทำความสะอาดอายุเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยน้ำทำความสะอาด แล้วล้างเครื่องมือทั้งหมดด้วยน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเป็นเวลา 30 วินาที							
ขั้นตอนของโปรแกรม	พารามิเตอร์							
การล้างขั้นต้น	10±2 °C, 1 นาที							
ทำความสะอาดด้วย deconex® 28 ALKA One-x 0.5 % (5 มล./ลิตร)	70±2 °C, 5 นาที							
ล้างด้วยน้ำ	10±2 °C, 1 นาที							
การกำจัดเชื้อด้วยความร้อน	90±2 °C, 5 นาที							