

⚠ לא לחיטוי באוויר חם!

⚠ לא לחיטוי ב־STERRAD!

⚠ יש להשמיד כלים שייחבן בשבאו בגעוע עם פרוינים (CJD – סכנת דיוחם) ואין לנשות בהם שימוש חוזר.

**אחסון / משלוח:**

יש לאחסן במקום קריר יריבש. יש להגן מפני קרני שמש. יש לאחסן ולשלוח במכלים/אריזות

שחמאפשרים אחסון בטוח.

במשלוח חזרה, יש לשלוח אך ורק מוצרים שעברו ניקוי וחיטוי באריזות סטריליות.

**הנחיות מיוחדות:**

ברקשר לאירועים חמורים הקשורים למוצר, יש לדווח על כך ליצרן ולרשות המתאימה במדינה שבה נמצא השתמשו ולאז המטופל.

חיקויים במוצרים רשאים להתבצע רק על ידי היצרן או על ידי אדם שהופקד במפורש לעשות זאת על ידו. במקרים אחרים פנה האחריות במקרים מסוימים גם ביבעות אחריות מול היצרן.

כל שינוי הנעשה במוצר או שימוש שלא בהתאם להוראות שימוש אלה גורם להתנתרות מהאחריות על ידי Sutter Medizintechnik GmbH.

בכפוף לנסיינים: ניתן למצוא גרסה עכדנית באתר www.sutter-med.de

© STERRAD הוא סימן מסחרי של Johnson & Johnson בע"מ

## VI

**Sản phẩm / Người dùng / Xử lý:**
Phụ kiện phẫu thuật điện chỉ có thể được sử dụng và xử lý bởi nhân viên y tế có đủ trình độ!
Hướng dẫn này không thay thế cho việc đọc hướng dẫn sử dụng của thiết bị phẫu thuật điện và các phụ kiện khác.

⚠ **Không vô trùng.** Người sử dụng đầu tiên hoặc người sử dụng tiếp theo phải vệ sinh và tiệt trùng thiết bị sạch sẽ.

**Mục đích sử dụng:**

Cầm máu lưỡng cực của mô mềm. Tùy thuộc vào các chức năng của dụng cụ cũng hút khí lồng trong các thủ tục phẫu thuật.

**Tuổi thọ:**

Nếu được sử dụng chính xác, tuổi thọ của thiết bị sẽ được ít nhất 20 chu kỳ tái chế.

**Trước khi sử dụng:**

⚠ Trước khi sử dụng sản phẩm phải kiểm tra được tính sạch sẽ, chức năng hoạt động của máy, cách nhiệt đầu vôi.

⚠ Đảm bảo rằng ban nên kiểm tra tình cách nhiệt bằng một thiết bị thử nghiệm phù hợp.

⚠ Chỉ sử dụng sản phẩm phù hợp và đã được tiệt trùng!

Sự đổi màu của đầu thiết bị không định là bình thường và vô hại.

Chỉ nối thiết bị và dây nối vào thiết bị phẫu thuật điện đã ngắt điện hoặc đang ở chế độ chờ. Nếu không tuân thủ hướng dẫn sử dụng sẽ dẫn bị điện giật và bỏng!

**Trong quá trình sử dụng:**

⚠ Luôn làm việc với năng suất hiệu quả như mong muốn với giá thành lắp đặt thấp nhất.
⚠ Điện áp tối đa 500 Vp.
⚠ Thường xuyên lau phần dư máu và mô tại đầu mũi.

⚠ Các đầu mũi của thiết bị có thể gây ra thương tích!
⚠ Các đầu mũi của thiết bị sau khi sử dụng sẽ có mùi nóng, có thể gây ra bỏng!
⚠ Không được đặt thiết bị vào người bệnh hoặc để ở khu vực lân cận!
⚠ Không sử dụng các chất dễ gây cháy, hoặc gây nổ!

**Tài xử lý:**

**Lưu ý chung:**

Luú ý đến hướng dẫn và quy định trong nước!

Ngắt thiết bị khỏi cáp kết nối!

Không được để lượng máu và mô bị khô!

Loại bỏ máu và phần còn lại của mô bằng một miếng vải mềm hoặc bàn chải!

Không sử dụng thiết bị chà rửa mài mòn / sắc nhọn!
⚠ Không ngâm trong hydrogen peroxide (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)!

**Rửa sạch và tiệt trùng thủ công:**

⚠ Tài xử lý thiết bị bằng máy - không xử lý bằng tay!

Calvian® und Calvian endo-pen® Theo đề nghị của DGSV (Tổ chức xử lý tiệt trùng Đức) Calvian® được dùng vào nhóm nguy cơ B\*.
Đối với những sản phẩm này, nhất thiết cần phải làm sạch.
*“Cách phân loại này đã được thực hiện theo sơ đồ DGSV về việc phân loại các thiết bị y tế năm 2013, dựa KRINKO/BIaRM Tổ thông báo sức khỏe liên bang 2012, 55: 1244-1310*

**Trước khi làm sạch thủ công:**

⚠ Trước khi làm sạch thủ công là một điều kiện tiên quyết để làm sạch bằng máy có hiệu quả và là một phần của quá trình tái tạo tổng thể!

<b>Calvian endo-pen®</b> (2)	<b>Calvian®</b> (1)
Rửa sạch ngay thiết bị ngay sau khi sử dụng (trong vòng tối đa 1 giờ) bằng nước lạnh.	Rửa sạch kỹ thiết bị ngay sau khi sử dụng (trong vòng tối đa 1 giờ) bằng nước lạnh trong ít nhất 5 phút để lắp đầu Lumen bằng nước.
Rửa sạch thiết bị (đặc biệt là đầu mũi của thiết bị) bằng bàn chải mềm, cho đến khi không còn nhìn thấy bụi bẩn.	Rửa sạch thiết bị (đặc biệt là đầu mũi của thiết bị) bằng bàn chải mềm, cho đến khi không còn nhìn thấy bụi bẩn.
Rửa kỹ Lumen (ống) 4 tầng áp suất tối thiểu 20 giây bằng súng phun nước.	Rửa kỹ Lumen (ống) 4 tầng áp suất tối thiểu 20 giây bằng súng phun nước.
Rửa sạch kỹ các hai Lumen (ống hút) tối thiểu trong 10 giây bằng súng làm sạch. Khóa bộ ngắt ống hút [2] bằng chốt. Làm sạch ống hút bị nhiễm bẩn bằng một bàn chải làm sạch phù hợp [4] bằng nước sinh hoạt, đảm bảo rằng các lõi được mở ở hai đầu. Phần đầu của bàn chải làm sạch có thể loại bỏ được bụi bẩn tại phần cuối của ống hút. Rửa kỹ lần nữa cả hai ống hút tối thiểu trong 10 giây bằng súng làm sạch. Khóa lại bộ ngắt ống hút [2] bằng chốt.	
Làm sạch các thiết bị trong siêu âm: 40 °C, 15 phút, chất tẩy rửa có tính kiềm với nồng độ 0,5 <span> </span> %, deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie).	–

*(1) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của các thiết bị làm sạch và tiệt trùng thủ công đã được chứng thực bởi một phòng thí nghiệm Báo cáo thí nghiệm số 2105011203 ngày 23.03.2005.*
*(2) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của các thiết bị làm sạch và tiệt trùng thủ công đã được chứng thực bởi một phòng thí nghiệm Báo cáo thí nghiệm số 30514 ngày 02.02.2015 / 03.7.19 ngày 26.03.2019.*

**Làm sạch và tiệt trùng thủ công:**

Khi lựa chọn các thiết bị làm sạch và tiệt trùng (RDG) phải đảm bảo rằng các RDG đó đã đượcđược kiểm nghiệm về hiệu quả sử dụng (ví dụ được chấp thuận DGfHM hoặc FDA hoặc mã CE tương ứng EN ISO 15883). Phải có sẵn tùy chọn kết nối để rửa thiết bị trong RDG.

Quy trình:

• Ngâm thiết bị trong RDG.
• Luôn chắc chắn rằng các thiết bị không được nối với nhau và được lắp từ một cách an toàn.
Calvian endo-pen® nhất được lưu giữ trong RDG trong khi lưu giữ (REF 701778-01, 701778-02, 701778-05 und 701778-10); Calvian endo-pen® , bayonet (REF 701778-01, 701778-02) như một phụ kiện có sẵn hoặc được cung cấp.
Lumen của thiết bị được kết nối bằng cách sử dụng khóa Luer-Lock sẵn có tại đường nối của RDG.

**ניקוי ראשוני ידני:**

⚠ הניקוי הראשוני הידני הוא תמיד חשוב לניקוי מוצלה בעזרת מנונז ובכך מהווה חלק מחתלהך החכמה והחנות שלו!

<b>Calvian®</b> (1)	<b>Calvian endo-pen®</b> (2)
יש לשטוף את הכלי ביסודיות מייד לאחר השימוש (תוך שעה אחת לכל היותר) בעזרת מים קרים.	יש להניח את הכלי מייד לאחר השימוש (תוך שעה אחת לכל היותר) במים קרים למשך 5 דקות לפחות. בזמן זה על הפתח (התעלה) להיות מלא(ה) במים.
נקח את הכלי (במיוחד את קצה הכלי) בעזרת מברשת רכה, עד שלא יהיה ניתן לראות (עם זכוכית מגדלת!) עוד שאריות זיהום.	נקח את הכלי (במיוחד את קצה הכלי) בעזרת מברשת רכה, עד שלא יהיה ניתן לראות (עם זכוכית מגדלת!) עוד שאריות זיהום.
יש לשטוף את שני הפתחים (שתי התעלות) ביסודיות במשך 10 שניות לפחות בעזרת אקדח ניקוי. בו זמנית, יש לסגור את מספק השאיבה (2) בעזרת האצבע. יש שטוף את קצה הכלי במברשת בעזרת אקדח הוחות מים (2 פעימות של 5 שניות, לחץ מים סטטי של 2 בר).	שטוף את הפתח (התעלה) בפעימות (4) במשך 10 שניות לפחות בעזרת אקדח ניקוי. בו זמנית, יש לסגור את מספק השאיבה (2) בעזרת האצבע. יש שטוף את קצה הכלי במברשת בעזרת אקדח הוחות מים (2 פעימות של 5 שניות, לחץ מים סטטי של 2 בר).
יש לנקות את הכלי בעזרת אולטרה-סאונד: C, 15° 40, דקות, חומר ניקוי אלקלי עדין בריכוז 0,5% deconex (Borer Chemie ALKA ONE-x 28).	

1. ויודוא התאמת הכלים באופן עקרוני לניקוי ראשוני ידני התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית עצמאית. מספר דו"ח בדיקה 2105011203 מתאריך 23.03.2005.
2. ויודוא התאמת הכלים באופן עקרוני לניקוי ראשוני ידני התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית עצמאית. מספר דו"ח בדיקה 30514 מתאריך 02.02.2015 / מספר דו"ח בדיקה 03719 מתאריך 26.03.2019

**ניקוי וחיטוי בעזרת מכונה:**

כאשר בוחרים ממשר לניקוי וחיטוי, יש לשים לב שהוא בעל יעילות מוכחת (למשל אישור DGfHM או FDA או סימן CE בהתאם לEN ISO 15883-3).
אפשרויות חיבור לטעיפת הכלים חייבות להיות קיימות במכשיר החיטוי.

תהליך:

• הנה את הכלים במכשיר לניקוי וחיטוי. בתהליך זה, שים לב שהכלים אינם נוגעים אחד בשני שהם מואחסנים באופן בטוח. יש לאחסן את ה-Calvian endo-pen® במכשיר הניקוי והחיטוי בתוך מגשי האחסון אשר צורפו למוצר או אשר ניתן להזינים כאביור (ממפר אמסמכא ו-Miele 701778-01, 701778-02, bajonet, Calvian endo-pen® (701778-10-13 Euroklav), מכשירי Melag 23V-S Euroklav 13-15 "דקפה", "ברנאג סריג לאجزاء המפוכה") ו־QF 13514 נתאריך 05/08/2014.

<b>שילבי התוכנית</b>	<b>Calvian®</b> (1)	<b>Calvian endo-pen®</b> (2)
שטיפה ראשונית עם מי ברו קרים	4 דקות	3 דקות
ניקוי עם 0,5 <span> </span> % deconex® 28 ALKA ONE-x 70- C°	6 דקות	5 דקות
נטרול עם מים תמימים מהברו (40-45 <span> </span> °C)	3 דקות	-
שטיפת ביניים / שטיפה חוזרת עם מים תמימים מהברו (40-45 <span> </span> °C)	2 דקות	דקה אחת
שטיפה עם מים נטולי-מינרלים	–	דקה אחת

1. ויודוא ההתאמה של הכלים באופן עקרוני לניקוי וחיטוי יעילים בעזרת מכונה התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית עצמאית בעזרת השימוש במכשיר החיטוי Vario TD/Miele G7735 CD (חיטוי תרמי, Miele & Cie. GmbH & Co., גטיסרלו) וחומר הניקוי deconex® 28 ALKA ONE-x (חיטוי תרמי, Borer Chemie AG, צוכווייל, שווייץ). מספר דו"ח בדיקה 2105011203 מתאריך 23.03.2005
2. ויודוא ההתאמה של הכלים באופן עקרוני לניקוי וחיטוי יעילים בעזרת מכונה התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית עצמאית בעזרת השימוש במכשיר החיטוי Miele G7836 CD (חיטוי תרמי, Miele & Cie. GmbH & Co., גטיסרלו) וחומר הניקוי deconex® 28 ALKA ONE-x (חיטוי תרמי, Borer Chemie AG, צוכווייל, שווייץ). מספר דו"ח בדיקה 30514 מתאריך 02.02.2015.

שיים לב: התזנים ה"ל" הם זמינים מינילמים לניקוי יעיל בעזרת שלבי תוכניתי המתוארים. פרמטרי תהליך שונים (זמן ניקוי ארוך יותר וטמפרטורות ניקוי גבוהות יותר עד 95° צלזיוס) אינם מתיקים כלכים ומורשים לפי קוספוס A0, למשל חיטוי תרמי בטמפרטורת 90 °C במשך 5 דקות. ניתן להשוואה לערך קוסוס A0. גם נעשה שימוש בחומר ניקוי אחר, יש להשתמש רק בחומרי ניקוי עם מאפיינים דומים לחומר הניקוי (Borer Chemie ALKA ONE-x 28 deconex), למשל עם ערך pH דומה והתאמה לחומרים סינתטיים. אם קיים ספק, יש לפנות לספק או לאחראי הייגיינה שלכם.

**בדיקה:**

לפני ביצוע הסטריליזציה יש לבצע בדיקה חזותית ולבדוק שהבידוד של הכלים שלם, שהם נקיים ושאינן בהם נזקים.

**תחזוקה:**

אין

**אריזה:**

יש לארוז כלים שנוקו וחוטאו באריזות סטריליזציה חד-פעמיות (באריזה עם שכבה היידה או כפולה) או לאחסן את הכלי או את המש המכיל כלים שנוקו וחוטאו במכלי סטריליזציה העונים לדרישות הבאות:

EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

• התאמה לסטריליזציה בקיטור (עמידות בפני טמפרטורות של 141 °C לפחות עם חדירות מספיקה לקיטור)

• הגנה מספיקה של הכלים או אריזות הסטריליזציה מפני נזקים מבניים.

**סטריליזציה:**

יש לבצע סטריליזציה אך ורק מוצרים שעברו ניקוי וחיטוי.

עבור הסטריליזציה יש להשתמש אך ורק בתהליך הסטריליזציה הבא:

• סטריליזציה בקיטור, יש לעבוד סטריליזציה בקיטור מתאים ל ISO 13060-1 EN או EN 285 ממומת לפי ISO EN 17665.

<b>פרמטרי התוכנית</b>	<b>Calvian®</b> (1)	<b>Calvian endo-pen®</b> (2)
תהליך	חליקין ואוקוס מקדים	תהליך וואוקוס מקדים
טמפרטורת סטריליזציה	132 °C	132 °C
זמן סטריליזציה (זמן שהייה בטמפרטורת סטריליזציה)	3,5 דק'	3 דק'
טמפרטורת סטריליזציה מרבית בנוסף לסביבות בהתאם לEN ISO 17665-3	138 °C	138 °C
זמן ייבוש	10 דק'	10 דקות לפחות (2)

1. ויודוא ההתאמה של הכלים באופן עקרוני לסטריליזציית קיטור יעילה התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית ועצמאית בעזרת השימוש במכשיר הסטריליזציה HP Selectomat 6-6-6 Autoklav, מספר דו"ח בדיקה 2105021003 מתאריך 23.03.2005.

2. ויודוא ההתאמה של הכלים באופן עקרוני לסטריליציית קיטור יעילה התבצע על ידי מעבדת בדיקה מורשית ועצמאית בעזרת השימוש במכשיר הסטריליזציה 1HR Selectomat 6-6-6 Autoclav. עם זמן ייבוש של דקה אחת/חצי-חומר – במקרה זה יש להכניס יום ייבוש מינימלי (למשל Melag 23V-S Euroklav 13-15 "דק" "תוכנית היידה עם אריזה") מספר דו"ח בדיקה 13514 ת-05.08.2014.

• ברגי מראעא:
البيانات المذكورة أعلاه هي أرقام قياسية معتمدة من أجل تنظيف فعال خلال خطوات البرنامج المشروحة. لا يؤدي استخدام معايير مختلفة (مدة تنظيف أطول، درجة حرارة أعلى للتنظيف تصل إلى 95 درجة مئوية) إلى إلحاق الضرر بالأدوات ويسمح بها وفقًا للقيمة A<sub>0</sub>. على سبيل المثال التطهير الحراري عند درجة حرارة 90 درجة مئوية لمدة 5 دقائق, بרגي مراجعة القيمة > A<sub>0</sub> عند استخدام نوع منظف آخر, فإنه بרגي استخدام تلك المنظفات التي تطهر نفس الخصائص التي يمكن مقارنتها بالمنتج 28 ALKA ONE-x deconex® (من شركة Borer Chemie), وذلك بالنظر على سبيل المثال إلى قيمة الأس الهيدروجيني وكذلك التوافق اللدني. في حالة وجود شكوك, فإن عليك بالتواصل مع الشركة الموردة أو بمنتوب شركة العناية بالصحة.

**العناية:**

قبل إجراء التعقيم التالي بרגي القيام بتعاينة بصريّة، والتحقق من العزل السليم، ونظافة وسلامة الأداة.

**الصيانة:**

لا يوجد

**العروة:**

يتم تغليف الأدوات نظيفة ومعقمة في عبوات التعقيم أحادية الاستخدام (تعبئة أحادية أو مزدوجة) أو يتم وضع الأداة أو الصينية مع الأدوات النظيفة والمعقمة في حاويات معقمة. تطابق مع المتطلبات التالية للمعبأ:

- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
- مناسب التعقيم بالبخار (الاستقرار الحراري حتى 141 درجة مئوية على الأقل لغايتة بخار كافية)
- حماية كافية للأدوات أو لعبوات التعقيم من حدود أي أضرار آلبة.

**التعقيم:**

يتم تعقيم فقط الأدوات النظيفة والمطهرة.

لفرض التعقيم استخدم فقط إجراءات التعقيم التالية:

• التعقيم بالبخار، معقم البخار مطابق المعيار 13060 EN أو EN 285 وتم اعتماده حسب ISO 17665 EN

<b>معايير البرنامج</b>	<b>Calvian®</b> (1)	<b>Calvian endo-pen®</b> (2)
الإجراءات	إجراء الفراغ المجزأ - ثلاثة أضعاف	إجراء الفراغ المجزأ - ثلاثة أضعاف
درجة حرارة التعقيم	132 °C	132 °C
زمن التعقيم (وقت الانتظار عند درجة حرارة التعقيم)	3,5 دقيقة	3 دقائق
الحد الأقصى درجة حرارة التعقيم بما في ذلك درجة السماح بالتخطئ تطابق مع المعيار EN ISO 17665	138 °C	138 °C
ز من التجفيف	10 دقائق	حد أدنى 10 دقائق (2)

(1) تم إنبات مدى العلامنة الأساسية للأدوات من أجل تعقيم فعال بالبخار من قبل معمل فحوصات مستقل ومعتمد باستخدام معقم البخار Autoklav 6-6-6 Selectomat HP, تقرير الاختبار رقم 2105021003 بتاريخ 23/3/2005.

(2) تم إنبات مدى العلامنة الأساسية للأدوات من أجل تعقيم فعال بالبخار من قبل معمل فحوصات مستقل ومعتمد باستخدام معقم البخار Selectomat 1HR Autoklav 6-6-6, الحد الأدنى لزمن التجفيف: دقيقة واحدة / نصف دورة - هذا بيان للحد الأدنى لزمن التجفيف المعتمد (على سبيل المثال: عند استخدام Melag 23V-S Euroklav يكون 13-15 دقيقة, "برنאג סריג לאجزاء המפוכה") ו־QF 13514 بتاريخ 05/08/2014.

⚠ لا تقوم بالتعقيم في الهواء الساخن!

⚠ لا تقوم بالتعقيم في STERRAD!

⚠ يجب التخلص النائم من الأدوات عند الاتصال المحتمل بالبريونات (مرض كروتزفيلد جاكوب - خطر انتقال العدوى) وعدم استعمالها ثانية.

**التخزين / النقل:**

تحفظ جافة, يجب حماية المنتج من أشعة الشمس. يتم التخزين والتغل في أوعية / عبوات آمنة. عند القيام بإرجاع المنتجات يجب أن تكون نظيفة ومعقمة وفي عبوات معقمة.

**إرشادات خاصة:**

يقص الإبلاغ عن الجوانات الخطيرة المتعلقة بالمنتج إلى الشركة الصانعة والسلطة الدولة المختصة في العضو التي يقم فيها المستخدم أو المريض أو كلاهما.

لا يجوز إجراء أي إصلاحات على المنتجات الا من قبل الشركة الصانعة أو جهة مفوضه صراحةً منها. وخلاف ذلك, يطلّ الضمان ويصل كذلك المطالبات المتعلقة بالمسؤولية تجاه الشركة الصانعة إذا لزم الأمر.

لا تتحمل شركة Sutter Medizintechnik GmbH أي مسؤولية ناتجة عن القيام بتغييرات في المنتج أو الحجة عما جاء في دليل التشغيل.

تحفظ بقا الموقع بأي تغييرات. النسخة الحالية متاحة في www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

## HE

**מוצר / משתמש / סילוק:**

באביור אלקטרוכירורגיה חמורים לשימוש וסילוק רק על ידי אנשי צוות פרואי שחוכשרו לכך! הנחיה זו אינה באה במקום קריאת מדררך השימוש של המכשיר האלקטרוכירורגי בו נעשה שימוש ובאבאחריו הנוספים.

⚠ **לא סטרילי,** יש לנקות ולחטא לפני השימוש הראשון ולפני כל שימוש נוסף.

**שימוש מיוחד:**

הקרשה דו-קוטבית של רקמות רכות. בהתאם להיקף השימוש ככלי, ניתן להשתמש בו גם לשאיבת נוזלים במסגרת הליכים כירורגיים.

**חיי שירות:**

כאשר נעשה שימוש נכון במוצר, ניתן לצפות ל-20 מחזורי הכנה מחדש לפחות.

**לפני השימוש:**

⚠ לפני כל שימוש, יש לבדוק את ניקיון המוצר, את תפקודו המכני ושלא קיימים פגמים בבידוד שלו.

⚠ או ממליצים על בדיקה הבידוד בעזרת מכשיר בדיקה מתאים.

⚠ יש להשתמש רק במוצרים מעוקרים שמתאיים במובד מצוין!

ישווינים מסוימים בעובב קצוות כלים לא-בדיקים הם ורגיליים ואינם מייקים.

יש לחבר את הכלי את הכלי והכל כך כאשר המכשיר האלקטרוכירורגי מכובה או כאשר הוא נמצא במצב המתנה. אי-ציות להנחיה זו יכול לגרום לכשונות והתחשמלות!

**בזמן השימוש:**

⚠ יש לעבוד מיד עם הגדרת העומסה הנמוכה ביותר הדרשת לפעולה הכירורגית הדרושה.

⚠ מחח מרבי מורשה 500 Vp.

⚠ יש לגבש שאריות דם ורקמות מהקעות באופן קבוע.

⚠ קצוות הכלי יכולים לגרום לפציעות!

⚠ קצוות הכלי יכולים להתחמם לאחר השימוש ולגרום לכוויות!

⚠ לעולם אין להניח את הכלי מעל לטופל או בקרבנו הישירה!

⚠ לא להשתמש בקרבת חומרים דליקים או נפיצים!

**הכנה מחדש:**

**הנחיות כלליות:**

יש לשים לב לקיומן המנחים ולוהריות החוק במדינתו!

יש לנחש את הכלי במכלילס!

יש לאפשר לשאריות דם ורקמות להתייבש על הכלי!
אין להסיר שאריות דם ורקמות בעזרת בד או מברשת רכים!
אין להשתמש בחומרי עזר חדים / הגורמים לשריטות!
אין לזרוח מי המצנ (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)!

**ניקוי וחיטוי ידיניים:**

⚠ יש לבצע תמיד הכנה מחדש של ידי מכונה – אין לבצע ניקוי ידני!

בהתאם להמלצות ה-DGSV "אבידור הרגומי לטיפול בכלים סטריליים) שייכים @Calvian ו-Calvian endo-pen- מכשיר לנקבות היידוג "B".
החבר במוצרים אלה דרש ברוש פקונוי ניקוי בעזרת מכונה.

"דירוג זה נקבע בהתאם לתרשים הוריים של ה-DGSV- לידרוג מוצרים פרואים משנת 2013,

בהתבסס על מלמצת KRINKO/BIaRM ב-1310-1244-55: Bundesgesundheitsblatt 2012; 55:1244-1310

## AR

**المنتج / الاستعمال / وسيلة التخلص:**

يسمح فقط للموظفين ذوي الخبرة الطبية باستعمال والتخلص من ملصقات الجراحة الكهربائية. لا يبقى هذا الدليل عن قراءة دليل الاستخدام لجهاز الجراحة الكهربائية المستخدم وما يلحق به. ⚠ **غير معقم!** قبل أول استعمال وكذلك قبل كل استعمال بعد ذلك يبقى القيام بالتنظيف والتعقيم.

**الغرض من الاستخدام:**

Các bước tiến hành	Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
Rửa bằng vòi nước lạnh	4 phút	3 phút
Làm sạch với 0,5 <span> </span> % deconex® 28 ALKA ONE-x 70 <span> </span> °C	6 phút	5 phút
Trung hòa với vòi nước ấm (40-45 <span> </span> °C)	3 phút	–
Trong và sau khi rửa bằng vòi nước ấm (40-45 <span> </span> °C)	2 phút	1 phút
Rửa với vòi nước VE	–	1 phút

 (1) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của các công cụ làm sạch và tiệt trùng bằng máy hiệu quả đã được chứng thực bởi phòng thí nghiệm được công nhận độc lập bằng cách sử dụng các thiết bị dụng các thiết bị tiệt trùng Vario TD / Miele G7735 CD (Tiệt trùng nhiệt, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) và các thiết bị làm sạch deconex® 28 ALKA ONE-x với nồng độ 0,5 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Thụy sĩ), Báo cáo thí nghiệm số. 2105011203 ngày 23.03.2005.

 (2) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của các công cụ làm sạch và tiệt trùng bằng máy hiệu quả đã chứng thực bởi phòng thí nghiệm được công nhận độc lập bằng cách sử dụng các thiết bị tiệt trùng Miele G7836 CD (Tiệt trùng nhiệt, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) và các thiết bị làm sạch deconex® 28 ALKA ONE-x với nồng độ 0,5 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Thụy sĩ), Báo cáo thí nghiệm số. 30514 ngày 02.02.2015.

- Xin lưu ý: Các thông tin nêu trên là các thông tin chi tiết về thời gian làm sạch có hiệu quả tối thiểu đã được xác thực trong các bộ đồ đã được mô tả. Thông số quy trình khác nhau (thời gian làm sạch lâu hơn và nhiệt độ làm sạch cao hơn lên đến 95 °C) không gây hại cho các thiết bị và phù hợp với khay niêm A<sub>0</sub> vì du tiệt trùng nhiệt ở 90 °C, 5 phút, có sánh với giá trị A<sub>0</sub>>3000. Khi sử dụng chỉ sử dụng một thiết bị làm sạch có tính chất so sánh với thiết bị làm sạch deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie), vì du, về pH và khả năng tương thích với vật liệu nhựa. Nếu còn vấn đề gì không rõ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp và nhân viên vệ sinh để biết thêm thông tin.

**Kiểm soát:**

Kiểm tra bằng mắt thường và kiểm tra các vật liệu cách nhiệt, sạch sẽ và hoàn chỉnh của thiết bị trước khi tiến hành tiệt trùng.

**Bảo dưỡng:**  Không

**Đóng gói:**

Đóng gói thiết bị làm sạch và tiệt trùng trong bao bì vô trùng đúng một lần (gói đơn hoặc gói đôi) hoặc các thiết bị hoặc khay cùng với dụng cụ đã tiệt trùng trong thùng container tiệt trùng thích hợp tương ứng với yêu cầu sau:

- EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
- phụ hợp với thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước (chịu nhiệt độ lên đến tối thiểu 141 °C tính thẩm hit nước đầy đủ)
- có đầy đủ dung cụ bảo hộ thiết bị và bao bì đóng gói thiết bị tiệt trùng để tránh hư hại về máy.

**Tiệt trùng:**

Chỉ tiệt trùng các sản phẩm được làm sạch và khử khuẩn.

Để tiệt trùng sử dụng các bước tiệt trùng **chuyên** dụng sau đây ngoài trừ:

- Tiệt trùng bằng hơi nước, máy tiệt trùng phù hợp với EN 13060 và EN 285 và theo tiêu chuẩn EN ISO 17665

Thông số tiến hành	Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
Quy trình	Phương pháp chần không sơ bộ phân đoạn 3 lần	Phương pháp chần không sơ bộ phân đoạn 3 lần
Nhiệt độ tiệt trùng	132 <span> </span> °C	132 <span> </span> °C
Thời gian tiệt trùng (Giữ thời gian ở nhiệt độ tiệt trùng)	3,5 phút	3 phút
Nhiệt độ tiệt trùng tối đa + dung sai tương ứng với tiêu chuẩn EN ISO 17665	138 <span> </span> °C	138 <span> </span> °C
Thời gian làm khô	10 phút	tối thiểu 10 phút (2)

(1) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước có hiệu quả đã được xác nhận bởi phòng thí nghiệm được công nhận độc lập bằng cách sử dụng các thiết bị tiệt trùng Autoclave 6-6-6 Selectomat HP, báo cáo thí nghiệm số 2105021003 ngày 23.03.2005.

(2) Bảng chứng về sự phù hợp cơ bản của thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước có hiệu quả đã được xác nhận bởi phòng thí nghiệm được công nhận độc lập bằng cách sử dụng các thiết bị tiệt trùng Autoclave 6-6-6 Selectomat 1HR, thời gian sấy tối thiểu 1 phút trong ¼ chu kỳ - thông tin và thời gian sấy tối thiểu thông thường (ví dụ, Melag Euroklav 23V-S 13-15 tối thiểu „đóng gói nhanh“) báo cáo thí nghiệm số 13514 ngày 05.08.2014.

△ Không tiệt trùng trong không khí nóng!
△ Không tiệt trùng trong STERRAD®!
△ Tiêu hủy thiết bị bằng cách tiếp xúc trực năng với Prion (CJD-nguy c ô lây nhiễm) và không tái sử dụng.

**Lưu trữ / Vận chuyển:**

Lưu trữ ở điều kiện khô thoáng. Bảo vệ để tránh ánh mắt trời trực tiếp. Đặt trong thùng chứa / bao bì và vận chuyển. Chỉ gói tái lại sản phẩm được tinh lọc và khử trùng trong bao bì tiệt trùng.

**Lưu ý đặc biệt:**

Các sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của vùng số tại nơi người dùng và / hoặc bệnh nhân được thành lập.

Việc sửa chữa các sản phẩm chỉ có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc cơ quan doc nhà sản xuất ủy quyền rõ ràng. Mặt khác, báo hành hết hạn và, nếu cần thiết, yêu cầu bồi thường trách nhiệm đối với nhà sản xuất.

Bất kỳ sự thay đổi về sản phẩm hoặc sai lệch tụ hướng dẫn sử dụng sẽ thuộc trách nhiệm của Sutter Medizintechnik GmbH.

Có thể thay đổi. Phiên bản mới nhất có sẵn tại www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

## ไทย

**ผลิตภัณฑ์ / ผู้ใช้งาน / การกำจัด:**

อุปกรณ์เสริมสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้าต้องถูกใช้งานและกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น ข้อความนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าที่นำไปใช้และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้

△ **ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ** ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานครั้งแรกและทุกครั้ง

**การใช้งานที่เหมาะสม:**

การแข็งตัวของเลือดบนสองข้อของเนื้อเยื่ออ่อน ขึ้นอยู่กับช่วงการทำงานของเครื่องมือและการตัดช่องเหลวในระหว่งกระบวนการศัลยกรรม

**อายุการใช้งาน:**

หากต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม จะต้องดำเนินการควบคุมการทำงานเข้าอย่างน้อย 20 รอบ

**กลไกการใช้งาน:**

△ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสะอาด การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และการแยกเชื้อที่ติดกัน การใช้งานแต่ละครั้ง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบการแยกเชื้อที่ดีด้วยเครื่องทดสอบที่เหมาะสม
△ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น
สิทธิบางส่วนของปลายเครื่องมือที่เคลือสารป้องกันไม่ให้เกิดกาบาดเจ็บและไม่เป็นอันตราย เชื่อมต่อเครื่องมือและเคเบิลเข้ากับอุปกรณ์ศัลยกรรมไฟฟ้าปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้เกิดการลุกลามและไฟฟ้ช้อัดได้!

**ระห่างกาการใช้งาน:**

△ ทำการปรับกำลังค่าสุดเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการตามที่ต้องการ

△ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต 500 โวลต์

△ เช็ดคราบเลือดและเนื้อเยื่อออกจากปลายแหลมเป็นประจำ

△ ปลายแหลมของเครื่องมืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้!

△ ปลายแหลมของเครื่องมืออาจรบกวนהל้งจากการใช้งาน จนทำให้บาดเจ็บได้!

△ ห้ามวางเครื่องมือไว้บนผู้ป่วยหรือในบริเวณใกล้เศ!

△ ห้ามใช้ในชีวิตที่มีวัสดุติดไฟหรือระเบิดได้!

**การค่านีณาการใช้งาน:**

**หมายเหตุทั่วไป:**

ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของประเทศ!

ถอดเครื่องมือออกจากสายไฟ!

ต้องไม่ทำให้ทราบเลือดและเศษเนื้อเยื่อแห้ง!

ใช้ห้ามหัวหรือแปรงเพื่อขจัดคราบเลือดและเศษเนื้อเยื่อออก!

ไม่ใช้เครื่องมือที่แหลมคม / กัดกร่อน!

△ ห้ามวางไว้ในบริเวณที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

**การทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อด้วยตนเอง:**

△ รีไซเคิลเครื่องมือด้วยเครื่องจักรเสมอและไม่ทำความสะอาดด้วยตนเอง!
Calvian® และ Calvian endo-pen® ในกลุ่มเสียง B จะแบ่งประเภท\* ตามคำแนะนำของ DGSV (สมาคมจัดหานินคำฆ่าเชื้อแห่งชาติ) โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์นี้จะถูกทำความสะอาดด้วยเครื่องจักร \*การจัดประเภทเป็นไปตามคำแนะนำ DGSV เพื่อจัดประเภทผลิตภัณฑ์จากแพทย์ในปี 2013 คนค้แนะนำ KRINKO/BIARM ประกาศตามสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ 2012; 55:1244-1310

**การทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง:**

△ การทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเองเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับการทำความสะอาดที่ดำเนินการด้วยเครื่องจักรและส่วนประกอบของกระบวนการรีไซเคิลทั้งหมด!

Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
ล้างเครื่องมือด้วยน้ำเย็นโดยทันทีหลังจากใช้งาน (สูงสุดภายใน 1 ชั่วโมง)	จุ่มเครื่องมือลงในน้ำเย็นโดยทันทีเป็นเวลาประมาณ 5 นาทีหลังจากการใช้งาน (สูงสุดภายใน 1 ชั่วโมง) เพื่อเติมน้ำลงในช่องว่าง (ช่องภายในหลอด)
ทำความสะอาดเครื่องมือ (โดยเฉพาะปลายแหลมของเครื่องมือ) ด้วยแปรงนุ่ม เพื่อไม่มองไม่เห็นสิ่งปนเปื้อนที่ตกค้างได้อีก (ใช้แว่นขยาย!)	ทำความสะอาดเครื่องมือ (โดยเฉพาะปลายแหลมของเครื่องมือ) ด้วยแปรงนุ่ม เพื่อไม่มองไม่เห็นสิ่งปนเปื้อนที่ตกค้างได้อีก (ใช้แว่นขยาย!)
ทำความสะอาดช่องว่างในหลอดอย่างน้อย 10 วินาทีด้วยปืนทำความสะอาดให้ทั่ว ปัดกระบอกแก้ว สูญญากาศ [2] ด้วยนิ้วตัวา ทำความสะอาดช่องที่ปนเปื้อนด้วยแปรงทำความสะอาดที่เหมาะสม [4] ใช้ขนำแปรงแปดแตรตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปลายว่างอยู่ ต้องป้อนปลายของแปรงทำความสะอาดสู่อากาศ ใต้ปลายของช่อง สูญญากาศ ทำความสะอาดช่องทั้งสองอีกครั้งด้วยปืนทำความสะอาดอย่างน้อย 10 วินาทีให้ทั่ว ปัดกระบอกแก้ว สูญญากาศ [2] อีกครั้งด้วยนิ้วเดียว	ขยายช่องในหลอด (ช่อง) เป็นจังหวะ (4 กระตุ้นตัวแรงดัน) ด้วยปืนอย่างน้อย 20 วินาที <p>ล้างปลายเครื่องมือเป็นระยะเวลา 10 วินาทีด้วยแปรงนิ่มลวด (2 ครั้ง 5 วินาที ด้วยความดันน้ำคงที่ 2 บาร์)</p>
ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยอัลตราซาวด์: 40 <span> </span> °C, 15 นาที, มงซึกฟลอกที่เป็นค้างอ่อนที่มีความเข้มข้น 0.5 <span> </span> % deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie)	–

(1) หลักฐานของความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านรับรองโดยอิสระ รายงานการท่าสอบหมายเลข 2105011203 วันที่ 23.03.2005.

(2) หลักฐานของความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านรับรองโดยอิสระ รายงานการท่าสอบหมายเลข 30514 วันที่ 02.02.2015 / 03719 วันที่ 26.03.2019.

**การทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติ:**

เมื่อเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ (RDG) ให้ตรวจสอบว่า RDG มีประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรอง (เช่น DGHM หรืการตรวจผ่าน FDA หรือเครื่องหมาย CE ตามมาตรฐาน EN ISO 15883) ตัวเลือกการเชื่อมต่อสำหรับการล้างเครื่องมือต้องมู่อยู่ใน RDG

รับนต่ออายุ:

• สอดเครื่องมือลงใน RDG แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่ถูกสัมผัสหรือเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
ควารเก็บ Calvian endo-pen® ไว้ในถาดบรรจุที่นิมาหรือใช้เป็นอุปกรณ์เสริมใน RDG (REF 701778-01, 701778-02, 701778-05 และ 701778-10); Calvian endo-pen® bayonet (REF 701778-01, 701778-02) ช่องว่างของเครื่องมือต้องเชื่อมต่อกับปลั๊ก Luer-Lock ที่มู่อยู่ที่ตัวเชื่อมทำความสะอาดของ RDG

ขั้นตอนของโปรแกรม	Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
ทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำเย็น	4 นาที	3 นาที
ทำความสะอาดด้วย 0.5 <span> </span> % deconex® 28 ALKA ONE-x ที่ 70 <span> </span> °C	6 นาที	5 นาที
ทำให้เป็นกลางด้วยน้ำประปาอุ่น (40-45 <span> </span> °C)	3 นาที	-
ทำความสะอาดกระหว่งภายในหลังการใช้งาน ด้วยน้ำประปาอุ่น (40-45 <span> </span> °C)	2 นาที	1 นาที
ล้างด้วยน้ำที่ขจัดไอออน	–	1 นาที

 (1) หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติ ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยใช้เครื่องกำจัดเชื้อ Vario TD / Miele G7735 CD (การกำจัดเชื้อด้วยความร้อน, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) และน้ำยาทำความสะอาด deconex® 28 ALKA ONE-x ที่มีความเข้มข้น 0.5 % (Borer Chemie AG, เมืองซุควิล, ประเทศสวิทเซอร์แลนด์) รายงานการทดสอบหมายเลข 2105011203 เมื่อวันที่ 23.03.2005.

 (2) หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโดยอัตโนมัติ ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดยใช้เครื่องกำจัดเชื้อ Miele G7836 CD (การกำจัดเชื้อด้วยความร้อน, Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh) และน้ำยาทำความสะอาด deconex® 28 ALKA ONE-x ที่มีความเข้มข้น 0.5 % (Borer Chemie AG, เมืองซุควิล, ประเทศสวิทเซอร์แลนด์) รายงานการทดสอบหมายเลข 30514 เมื่อวันที่ 02.02.2005.

• โปรดทราบ: ข้อมูลในข้างต้นเป็นการประเมินค่าขั้นต่ำที่ใช้ได้สำหรับการทำความสะอาดที่สำเร็จในขั้นตของโปรแกรมที่ระบุไว้ พารามิเตอร์การทำงานอื่น (เวลาทำความสะอาดที่นานและอุณหภูมิทำความสะอาดที่สูงถึง 95 °C) จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องมือและได้รับอนุญาตตามแนวคิด ขนาด A<sub>0</sub> เช่น การกำจัดเชื้อด้วยความร้อนที่ 90 °C, 5 นาที, ขนาด A<sub>0</sub>>3000 เมื่อใช้เครื่องมือทำความสะอาดเครื่องอื่น ไม่ใช้เฉพาะเครื่องมือทำความสะอาดที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเครื่องทำความสะอาด deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie) เช่น สอดคล้องกับค่า pH และเข้ากันได้ดีกับพลาสติก หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนด้านสุขภาพนัยของคุณ

**การตรวจสอบ:**

ทำการตรวจสอบด้วยตาเพื่อเช็ควนน้ำกันความร้อน ความสะอาด และความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อนทำการฆ่าเชื้อต่อไปนี้

**การบำรุงรักษา:**

ไม่มี

**การบรรจุภัณฑ์:**

บรรจุเครื่องมือที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วด้วยการบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อครั้งเดียว (การบรรจุภัณฑ์ครึ่งเดียวหรือสองครึ่ง) หรือนำเครื่องมือหรือคานที่มีเครื่องมือที่ทำความสะอาดและผ่านการกำจัดเชื้อไว้ในตู้เก็บที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งไปไม่ในตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

• EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

• เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ความดันทำงานอุณหภูมิขั้นต่ำสูงสุดถึง 141 °C ด้วยอัตราการไหลของไอน้ำที่เพียงพอ)

• การป้องกันเพียงพอสำหรับเครื่องมือหรือการบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการชำรุดเชิงกล

**การฆ่าเชื้อ:**

ทำการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วเท่านั้น

ใช้วิธีการฆ่าเชื้อต่อไปนี้เพื่อฆ่าเชื้อเท่านั้น

• การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ, เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 13060 และ EN 285 และ EN ISO 17665

พารามิเตอร์ของโปรแกรม	Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
กระบวนกาการทำ	กระบวนกาทำ สูญญากาศที่แบ่งเป็น 3 ส่วน	กระบวนกาทำ สูญญากาศที่แบ่งเป็น 3 ส่วน
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ	132 <span> </span> °C	132 <span> </span> °C
เวลาในการฆ่าเชื้อ (เวลาคงค้างที่อุณหภูมิฆ่าเชื้อ)	3.5 นาที	3 นาที
เวลาในการฆ่าเชื้อสูงสุดตามกฎหมายตามมาตรฐาน EN ISO 17665)	138 <span> </span> °C	138 <span> </span> °C
เวลาในการทำให้แห้ง	10 นาที	นาที 10 นาที (2)

(1) หลักฐานของความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านรับรองโดยอิสระ โดยใช้การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoklav 6-6-6 Selectomat HP รายงานการท่าสอบหมายเลข 2105021003 วันที่ 23.03.2005.

(2) หลักฐานของความเหมาะสมโดยทั่วไปของเครื่องมือสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านรับรองโดยอิสระ โดยใช้การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoklav 6-6-6 Selectomat 1HR เวลาในการทำแห้ง 1 นาที/ครั้งรอบ ซ้อมลเกี่ยวกับเวลาในการทำแห้งโดยปกติ (เช่น Melag Euroklav 23V-S 13-15 นาที "การขยายโปรแกรมออกอย่างรวดเร็ว") รายงานการท่าสอบหมายเลข 13514 วันที่ 05.08.2014.

△ ห้ามฆ่าเชื้อในอากาศหรือ!

△ ห้ามฆ่าเชื้อใน STERRAD®!

△ หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่อาจถูกสัมผัสด้วยหรือจน (CJD – อันตรายจากการปนเปื้อน) และห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีก

**การเก็บ / การขนส่ง:**

เก็บไว้ในห้อง ปกป้องให้ห่างจากแสงแดด เก็บและขนส่งไว้ในคอนเทนเนอร์ / การบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับภารกิจนี้ โปรดส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้น

**หมายเหตุพิเศษ:**

ต้องรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้งานและ/หรือผู้ประกอบยู่

เฉพาะผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ผลิตอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ได้ มิฉะนั้นการปรับปรุงและคำร้องให้มีสินค้าฯ ต้องผู้ผลิตจะเป็นในะ

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจทำให้มีการปฏิเสธควารรับผิดชอบ Sutter Medizintechnik GmbH

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันล่าสุดมีอยู่ที่ www.sutter-med.de

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

## Melayu

**Produk / Pengguna / Pelupusan:**

Keleengkapan pembedahan elektro hanya dibenarkan untuk kegunaan dan pelupusan oleh pegawai perubatan yang terlatih!
Pernyataan ini tidak menggantikan pembacaan arahan penggunaan bagi pembedahan elektro dan keleengkapan yang lain.

△ **Tidak steril.** Cuci dan steril sebelum penggunaan kali pertama dan penggunaan seterusnya.

**Tujuan Penggunaan:**

Melaksanakan koagulasi bipolar ke atasi tisu lembut bergantung kepada fungsi alatan dan juga untuk menyedut cecair semasa tataraca pembedahan.

**Jangka hayat operasi:**

Apabila digunakan dengan betul, ia seharusnya boleh digunakan semula sekurang-kurangnya sebanyak 20 pusingan.

**Sebelum penggunaan:**

△ Periksa produk dari segi kebersihan, keutuhan penebat dan fungsi mekanikal setiap kali sebelum penggunaan.

Kami mengesyorkan pemeriksaan penebat dijalankan menggunakan set ujian yang sesuai.

△ Hanya gunakan produk yang sempurna dan disteril!

Kelunturan warna pada hujung alatan yang tidak melekat adalah satu perkara biasa dan tidak berbahaya.

Hanya sambungkan forsep dan kabel kepada unit pembedahan elektro yang telah dimatikan atau yang berada dalam mud sedia. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kebakaran atau renjatan elektrik!

**Semasa penggunaan:**

△ Sentiasa menggunakan kuasa tetapan yang paling rendah bagi mencapai hasil pembedahan yang dikehendaki.

△ Voltan maksimum yang dibenarkan adalah 500 Vp

△ Lap sisa tisu dan darah daripada bahagian hujung alatan secara kerap.

△ Hujung forsep boleh mengakibatkan kecederaan!

△ Hujung forsep boleh menjadi panas selepas digunakan dan mengakibatkan kebakaran!

△ Jangan sesekali meletakkan alatan di atas pesakit atau di kawasan sekitar! Pindahkan penebat kabel daripada pesakit dan simpan penebat alatan yang tidak digunakan.

△ Jangan gunakan bahan yang mudah terbakar atau mudah meletup!

**Penggunaan semula:**

**Peringatan am:**

Sila ambil perhatian tentang garis panduan asas dan garis panduan kebangsaan!

Asingkan alatan daripada kabel!

Jangan biarkan lebiah tisu dan darah kering!

Gosok lebihan tisu dan darah dengan kan lembut atau berus!

Jangan gunakan alat bantuan yang kasar / meletakkan!

△ Jangan masukkan hidrogen peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

**Pencucian dan pembasmian kuman secara manual:**

△ Jangan cuci alatan secara manual – sentiasa kitar semula secara mekanikal!

Menurut pengesyoran DGSV (Persatuan Pembekal Steril Jerman) Calvian® dan Calvian endo-pen® dikelaskan dalam kategori risiko B\*. Produk-produk ini memerlukan cucian menggunakan mesin.

\* Pengelasan ini berlaku menurut carta alir bagi DGSV untuk pengelasan produk perubatan pada tahun 2013, berdasarkan pengesyoran KRINKO/BIARM Lembaran Majlis Kesihatan 2012; 55:1244-1310

**Manual pencucian secara manual:**

△ Manual pra-cucian adalah sesuatu yang penting untuk memastikan cucian yang bersih dan merupakan sebahagian daripada proses penghasilan semula keseluruhan komponen!

Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
Cuci alatan dengan segera selepas digunakan (dalam tempoh maksimum 1 jam) dengan air sejuk.	Masukkan alatan ke dalam air sejuk selepas digunakan dengan segera (dalam tempoh maksimum 1 jam) selama 5 minit untuk merendaman bahagian lubang (saluran) dengan air.
Alatan (terutamanya hujung alatan) perlu dicuci dengan berus yang lembut sehingga tiada kotoran kelihatan (walaupun dengan kanta pembesar!).	Alatan (terutamanya hujung alatan) perlu dicuci dengan berus yang lembut sehingga tiada kotoran kelihatan (walaupun dengan kanta pembesar!).

Bersihkan saluran sedutan sekurang-kurangnya 10 saat dengan penyembur cucian. Tutup pengenti sedutan [2] dengan menggunakan jari. Cuci saluran sedutan yang tercemar dengan berus cucian [4] yang sesuai menggunakan air yang mengalir dan pastikan lubang bebas daripada sebarang kotoran. Hujung berus perlu dikeluarkan pada hujung saluran sedutan. Bersihkan saluran sedutan sekali lagi sekurang-kurangnya 10 saat dengan penyembur cucian. Tutup pengenti sedutan [2] dengan menggunakan jari.

Bersihkan saluran sedutan sekurang-kurangnya 10 saat dengan penyembur air yang mengalir dan pastikan lubang bebas daripada sebarang kotoran. Hujung berus perlu dikeluarkan pada hujung saluran sedutan. Bersihkan saluran sedutan sekali lagi sekurang-kurangnya 10 saat dengan penyembur cucian. Tutup pengenti sedutan [2] dengan menggunakan jari.

Cuci alatan dalam rendaman ultrasonik: 40 °C, 15 minit, pencucian alkali lembut berkepekatan 0.5 %, deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie).

(1) Pengsahsahihan kesesuaian asas alatan untuk pencucian secara manual telah dijalankan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf seperti yang dilaporkan dalam Laporan ujian nombor 2105011203 berkuatakuasa dari 23.03.2005.

(2) Pengsahsahihan kesesuaian asas alatan untuk pencucian secara manual telah dijalankan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf seperti yang dilaporkan dalam Laporan ujian nombor 30514 berkuatakuasa dari 02.02.2015 / 03719 berkuatakuasa dari 26.03.2019.

**Pencucian dan pembasmian kuman secara mekanikal:**

Ketika memilih alatan pencuci dan pembasmi kuman (RDG) pastikan bahawa alatan tersebut telah dibuktikan berkesan (contohnya, mempunyai lesen DGHM atau disahkan selamat oleh FDA, CE dan EN ISO 15883). Pilihan penyambungan untuk mengepam alatan perlu ada pada RDG.

**Tataraca:**

• Masukkan alatan ke dalam RDG. Berhati-hati agar alatan tidak bersentuhan antara satu sama lain dan diletak dengan selamat. Calvian® endo-pen perlu disimpan dalam RDG bersama-sama keleengkapan dulang penyimpanan yang lain (REF 701778-01, 701778-02, 701778-05 dan 701778-10); Calvian endo-pen®, bayonet (REF 701778-01, 701778-02). Lubang instrumen perlu disambungkan menggunakan penyambung Luer-Lock yang sedia ada pada sambungan pengepaman RDG.

Langkah-langkah program	Calvian® (1)	Calvian endo-pen® (2)
Cucian awal dengan air yang sejuk	4 minit	3 minit
Cucian dengan 0.5 <span> </span> % deconex® 28 ALKA ONE-x pada suhu 70 <span> </span> °C	6 minit	5 minit
Nuetralkan dengan air panas (40-45 <span> </span> °C)	3 minit	-
Bilas dengan air panas (40-45 <span> </span> °C)	2 minit	1 minit
Bilas dengan air bebas mineral	-	1 minit

 (1) Pengesahsahihan kesesuaian asas bagi alatan untuk pencucian dan pembasmian kuman secara automatik yang efektif telah dijalankan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf dengan menggunakan pembasmi kuman Vario TD / Miele G7735 CD (pembasmian kuman secara termal, Miele & Cie . GmbH & Co., Gütersloh) dan bahan pencuci deconex® 28 ALKA ONE-x berkepekatan 0.5 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Switzerland) seperti yang dilaporkan dalam Laporan Ujian nombor 2105011203 berkuatakuasa dari 23.03.2005.

 (2) Pengesahsahihan kesesuaian asas bagi alatan untuk pencucian dan pembasmian kuman secara automatik yang efektif telah dijalankan oleh makmal ujian bebas yang diiktiraf dengan menggunakan pembasmi kuman Vario TD / Miele G7735 CD (pembasmian kuman secara termal, Miele & Cie . GmbH & Co., Gütersloh) dan bahan pencuci deconex® 28 ALKA ONE-x berkepekatan 0.5 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Switzerland) seperti yang dilaporkan dalam Laporan Ujian nombor 30514 berkuatakuasa dari 02.02.2015.

• Sila ambil perhatian: Langkah-langkah program di atas telah disahkan mengikut tempoh minimum yang diperlukan bagi pencucian yang berkesan. Proses parameter yang berbeza (tempoh pencucian yang lebih panjang dan suhu pencucian yang lebih tinggi sehingga 95 °C) tidak merosakkan dulang dan dibenarkan di bawah konsep A<sub>0</sub>, contohnya pembasmi kuman termal pada suhu 90 °C, 5 min., nilai A<sub>0</sub>>3000. Hanya gunakan bahan pencuci lain yang disahkan dengan pencuci deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie). Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi pembekal yang bertanggungjawab atau pegawai kebersihan anda.

**Pengawasan:**

Lakukan pemeriksaan visual dan pastikan penebat dan alatan berada dalam keadaan bersih serta berfungsi dengan baik sebelum melakukan pensterilan.