









non-stick Monopolare Saugrohre


non-stick Monopolar Suction Tubes







Features


- 
non-stick Technologie
 Unser speziell entwickeltes Material verhindert das Überhitzen an der Spitze während der Koagulation.
non-stick technology
 Our specially developed material prevents overheating of the tips during coagulation.
- 
Absaugen von Rauch und Flüssigkeiten
 Aspiration of smoke and liquids
- 
Präzises Arbeiten ohne Unterbrechungen durch regelbare Saugleistung
 Precise operations without interruptions through adjustable suction power
- 
Autoklavierbar
 Autoclavable
- 
Passend an alle gängigen Geräte
 Fits all commonly known electrosurgical units



- | | |
|--|--|
| <p>1 Sicherheitsventil
Safety valve</p> <p>2 Durchgehend isoliert
Fully insulated</p> <p>3 Saugleistung regelbar
Adjustable suction power</p> | <p>4 Standard-Anschluss
Standard connector</p> <p>5 Universalanschluss für Luer
Universal Luer connector</p> |
|--|--|



- 
71 50 18
 Ø 4.0 mm
- 
 Lumen: 2,8 mm
- 
 Lumen: 2.8 mm
- Arbeitslänge: 109 mm
 (4,3")
- 90° Biegung
- Working length: 109 mm
 (4.3")
- 90° angled



71 50 19
Ø 4.3 mm

- Lumen: 3,0 mm
- Lumen: 3,0 mm

Arbeitslänge: 130 mm
(5,1")

biegbar
Working length: 130 mm
(5,1")

malleable



71 50 15
Ø 3.3 mm

- Lumen: 2,0 mm
- Lumen: 2,0 mm

Arbeitslänge: 130 mm
(5,1")

Working length: 130 mm
(5,1")



71 50 10
Ø 4.0 mm

- Lumen: 2,8 mm
- Lumen: 2,8 mm

Arbeitslänge: 130 mm
(5,1")

Working length: 130 mm
(5,1")





71 50 17
Ø 3.3 mm

- Lumen: 2,0 mm
- Lumen: 2,0 mm

Arbeitslänge: 255 mm
(10,1")

Working length: 255 mm
(10,1")



Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen | Lengths for orientation purposes; may vary slightly

Zubehör – Sicherheitskabel | Accessories – Safety Cables



Sutter **BM-780 II**, Martin, Berchtold, Aesculap, Erbe T-Serie

36 01 85

Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker
Länge: 3,5 m, berührsicher
Monopolar cable with 4 mm instrument connector
Length: 3.5 m, touch-safe



Erbe, K. Storz, R. Wolf

36 01 86

Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker
Länge: 3,5 m, berührsicher
Monopolar cable with 4 mm instrument connector
Length: 3.5 m, touch-safe



Sutter **CURIS®**, Valleylab, Conmed, Bovie, Bowa

36 01 87

Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker
Länge: 3,0 m, berührsicher
Monopolar cable with 4 mm instrument connector
Length: 3.0 m, touch-safe

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

ALFRED-WALZ-STR. 22 · 79312 EMMENDINGEN/GERMANY · TEL. +49(0)7641-96256-0 · FAX +49(0)7641-96256-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE