



Swyng[®] non-stick

Bipolare Pinzetten | Bipolar Forceps
single-use



non-stick Technologie non-stick Technology

Unsere eigenentwickelte non-stick Technologie reduziert das Anhaften von Gewebe während der Koagulation – dank des optimalen Hitzetransfers.

Our proprietary non-stick technology was developed to reduce sticking and charring during coagulation – thanks to optimal heat transfer capabilities.


Geringes Gewicht und optimale Balance Low weight and optimal balance

Verbesserter Komfort und ideale Balance durch den leichten Aluminiumkern und das innovative Produktdesign, das mit seiner dynamischen, geschwungenen Form der natürlichen Ergonomie der Hand folgt.

Light-weight aluminum core and innovative product design featuring a dynamic curved shape that follows the natural ergonomics of the hand for improved comfort and ideal balance.



Zwei Produktlinien Two Product Lines



Standard

Die Pylonführung verhindert das Scheren der Spitzen und erleichtert die präzise Koagulation und Dissektion in der Anwendung. Verfügbar mit **geraden und gewinkelten Spitzen**.

The pylon guide prevents scissoring of the tips and facilitates the precise coagulation and dissection in your surgical cases. Available with **straight and angled tips**.





Slim

Das Slim-Profil wurde für die verbesserte Visualisierung des OP-Felds auch in engen Zugängen konzipiert.

The slim profile was designed for improved visualization of the surgical field, even in narrow operating corridors.

Standard

Umfangreiches Produkt-Portfolio Large Product Portfolio



- 18* verschiedene Modelle/18* different models
- gerade und gewinkelte Spitzen/straight and angled tip styles
- drei Längen und Spitzengrößen verfügbar/three lengths and tip sizes available
- zwei Produktlinien/two product lines

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.

Die Angaben der Längen und Größen dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind gerundet. Die tatsächlichen Längen können abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

The listed lengths and sizes serve as a guideline and may be rounded up or down. The actual lengths may vary slightly.



Slim



0.5 mm
78 44 105 SL*

Slim



1.0 mm
78 44 110 SL

Slim



1.5 mm
78 44 115 SL

US 2-pin connector

Gesamtlänge	21,0 cm (8,25")
Total length	21.0 cm (8.25")
Arbeitslänge	8,0 cm (3,0")
Working length	8.0 cm (3.0")



Slim



0.5 mm
78 44 405 SL*

Slim



1.0 mm
78 44 410 SL

Slim



1.5 mm
78 44 415 SL

US 2-pin connector

Gesamtlänge	24,0 cm (9,5")
Total length	24.0 cm (9.5")
Arbeitslänge	11,0 cm (4,25")
Working length	11.0 cm (4.25")



single-use

US 2 - Pin Anschluss passt an die bipolaren Sutter Kabel: **REF 37 01 54 S, 37 01 54 SG**
US 2-pin connector fits to bipolar Sutter cables: **REF 37 01 54 S, 37 01 54 SG**

* voraussichtlich verfügbar ab Ende 2021
* expected to be available from the end of 2021



Standard



0.5 mm
78 44 905 ST

Standard



1.0 mm
78 44 910 ST


Standard




1.5 mm
78 44 915 ST

US 2-pin connector

Gesamtlänge	19,0 cm (7.5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2.5")
Working length	6.0 cm (2.5")




Standard




1.0 mm
45° n. o. gewinkelt
45° angled upwards
78 44 710 ST

Standard




1.0 mm
45° n. u. gewinkelt
45° angled downw.
78 44 810 ST

Standard




0.5 mm
78 44 105 ST

Standard



1.0 mm
78 44 110 ST


Standard




1.5 mm
78 44 115 ST

US 2-pin connector

Gesamtlänge	21,0 cm (8.25")
Total length	21.0 cm (8.25")
Arbeitslänge	8,0 cm (3.0")
Working length	8.0 cm (3.0")




Standard




1.0 mm
45° n. o. gewinkelt
45° angled upwards
78 44 610 ST

Standard




0.5 mm
78 44 405 ST

Standard



1.0 mm
78 44 410 ST

Standard



1.5 mm
78 44 415 ST

US 2-pin connector

Gesamtlänge	24,0 cm (9.5")
Total length	24.0 cm (9.5")
Arbeitslänge	11,0 cm (4.25")
Working length	11.0 cm (4.25")



**JETZT
VERFÜGBAR**
NOW AVAILABLE

Unsere neue single-use non-stick bipolare Pinzetten - Serie!
Our new disposable non-stick bipolar forceps line!

Das passende Instrument für Ihre chirurgischen Bedürfnisse

Die Swyng[®] non-stick bipolare Pinzetten bieten Präzision und Vielseitigkeit im OP mit einer umfassenden Auswahl an verfügbaren Modellen!

The right instrument for your surgical needs

The Swyng[®] non-stick bipolar forceps offer precision and versatility in the operating room with a wide range of available patterns!



© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF1417-U05 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE