



Masterpiece™ non-stick

Bipolare Pinzetten
Bipolar Forceps




Masterpiece™ non-stick




The Masterpiece™ non-stick bipolar forceps were designed with precision and control in mind. I use the Masterpiece™ non-stick bipolar forceps for the precise coagulation of small-diameter vessels in narrow spaces. Fine tips, slim tines and easy rotation add to your skills and improve your performance even at targets far from the surface. The non-stick material reduces charring and sticking.

S. Rosahl, MD, Erfurt (Germany)



Masterpiece™ non-stick bipolar forceps vs conventional bipolar forceps



Bipolar coagulation with Masterpiece™ non-stick bipolar forceps during brainstem cavernoma surgery

Features



Non-stick Technologie

Unser speziell entwickeltes Material verhindert das Überhitzen der Spitzen während der Koagulation.

Non-stick technology

Our specially developed material prevents overheating of the tips during coagulation.



SuperGrip

Zielsicheres Fassen durch besseren „Grip“ dank einer speziellen Mikrostruktur auf der Spitzenoberfläche.

SuperGrip

Pinpoint grasping and a better grip thanks to microstructured tips.



Optimale Sicht auf die Spitzen

durch filigrane und stabile Pinzettenschenkel

Unparalleled view onto the tips

thanks to slim and sturdy tines



Angenehmes Arbeiten

durch ideale Balance und geringes Gewicht

Effortless and comfortable use

thanks to ideal balance and low weight



Optimale Griffhaltung

durch „soft-touch“ Material

Grip and rotation in the hand

due to soft-touch material and round-edged handle




CC-Führung

führt die Schenkel präzise zusammen, hilft das „Scheren“ der Spitzen zu vermeiden.

CC guide

to match tines exactly and prevent scissoring of the tips.



Micro



Die **MicroTip**-Geometrie öffnet den Blick auf die Spitzen. Erhältlich in einer Spitzenbreite von 0,2 mm und 0,4 mm. Spitzenlänge: 4,0 mm.

The **MicroTip** geometry opens up the view to the tips. Available in a tip width of 0.2 mm and 0.4 mm. Tip length: 4.0 mm.

Classic



Die **Classic** plateau-förmigen Spitzen sind in einer Spitzenbreite von 0,4 mm und 0,7 mm erhältlich. Spitzenlänge: 6,0 mm.

The **Classic** plateau-shaped tips are available in a tip width of 0.4 mm and 0.7 mm. Tip length: 6.0 mm.

Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector	Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector	Farbe Color	Spitzengröße Tip size	EU-Flachstecker EU flat connector
	0,2 mm 0.2 mm			0,4 mm 0.4 mm			0,7 mm 0.7 mm	

Bitte beachten: Masterpiece™ non-stick bipolare Pinzetten sind unisolierte Präzisionspinzetten, die nicht den Abschnitten 201.8.8.3 103 und -104 der IEC 60601-2-2:2010-01 entsprechen. Für Hinweise zur sicheren Anwendung, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Please note: Masterpiece™ non-stick bipolar forceps are uninsulated precision instruments which do not fulfil sections 201.8.8.3 103 and -104 of IEC 60601-2-2:2010-01. For safety information, please observe the instructions for use.



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 77 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 79 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 78 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 76 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	21,5 cm (8,5")
Arbeitslänge Working length	8,5 cm (3,25")



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 87 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 91 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 81 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 86 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	23,0 cm (9,0")
Arbeitslänge Working length	10,0 cm (4,0")



Micro

0.2 mm x 4.0 mm
78 97 88

Micro

0.4 mm x 4.0 mm
78 98 89

Classic

0.4 mm x 6.0 mm
78 99 89

Classic

0.7 mm x 6.0 mm
78 96 87

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge Total length	26,0 cm (10,25")
Arbeitslänge Working length	13,0 cm (5,0")

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

Kabel | Cables

Generatorenstecker Generator connector	Länge Length	Sicherheitsstecker / EU Flachstecker Safety connector / EU flat connector	Gewinkelter Stecker / EU Flachstecker Angled connector / EU flat connector
 CURIS® 4 MHz Radiofrequenz-Generator CURIS® 4 MHz radiofrequency generator	3.0 m	37 01 54 L	37 01 54 G
 Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4.5 m	37 01 38 L	37 01 38 G
 Erbe, Storz, Wolf	4.5 m	37 01 30 L	37 01 30 G
 US Standard, Erbe ICC International	4.5 m	37 01 35 L	37 01 35 G
 Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4.5 m	37 01 50 L	37 01 50 G
 Olympus, Söring, Coa Comp, Erbe VIO International	4.5 m	37 01 53 L	37 01 53 G
 Ellman	3.0 m	37 01 40 L	---

Instrumentenray ohne Inhalt | Instrument tray without instruments

70 17 75-01

Für 1 Masterpiece™ non-stick mit EU Flachstecker
For 1 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector

70 17 75-10

Für 10 Masterpiece™ non-stick mit EU Flachstecker
For 10 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector

70 17 75-02

Für 2 Masterpiece™ non-stick mit EU Flachstecker
For 2 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector

70 17 75-05

Für 5 Masterpiece™ non-stick mit EU Flachstecker
For 5 Masterpiece™ non-stick with EU flat connector

Jede Masterpiece™ non-stick wird in einem Lagertray für die sichere Wiederaufbereitung geliefert.
Each Masterpiece™ non-stick comes with a storage tray for safe cleaning and sterilization.



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

ALFRED-WALZ-STR. 22 · 79312 EMMENDINGEN/GERMANY · TEL. +49(0)7641-96256-0 · FAX +49(0)7641-96256-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE